



THUASNE

WINGS
FOR YOUR HEALTH



THUASNE

WINGS
FOR YOUR HEALTH

Ligaflex® Boxer

Csukló-, kéz- és ujjrögzítő
243102



2 MODELL: JOBBOS ÉS BALOS

CSUKLÓ KÖRMÉRET	MÉRET
13 - 15 cm	1
15,5 - 17,5 cm	2
18 - 20 cm	3
20,5 - 23 cm	4

Ligaflex® Finger

Csukló- és ujjrögzítő
243202



KÉTOLDALI

CSUKLÓ - UJJVÉG	MÉRET
< 13 cm	1
13 - 16 cm	2
16 - 19 cm	3
19 - 22 cm	4


DigiBand®

Ujjrögzítő
708301



EGYSÉGES MÉRET

A páciens ujjához szabható a magassága



Gyógyászati segédeszközök.
A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

Thuasne Hungary Kft. • 1117 Budapest, Budafoki út 60. • Tel.: +36 1 209 9131 • Fax.: +36 1 209 1143 • E-mail: thuasne@thuasne.hu • www.med-pont.hu

A Ligaflex® Boxer a 4. és 5. középcsont stabil töréseinek merev megtámasztásához és a 4. és 5. középcsont posztoperatív megtámasztásához javallott. A Ligaflex® Finger a hosszú ujjak sérüléseinek (rándulás, ficam, törés) merev megtámasztásához javallott. A DigiBand® az ujj sérüléseinek (rándulás, ficam) megtámasztására javallott. Ezek a termékek I. osztályú orvostechnikai eszközök, amelyek CE-jelöléssel vannak ellátva. Használat előtt olvassa el az összes utasítást, és kérjen tanácsot szakképzett egészségügyi szakembertől.
Gyártó: Thuasne SAS 92 Levallois-Perret, Franciaország. Aktualizálás: 2018. ápr. - 1802055 - © Studio CATERIN



Ligaflex® Boxer



Ligaflex® Finger



DigiBand®

Új csukló-,
kéz- és ujjrögzítők

Ligaflex® Boxer

Csukló-, kéz- és ujjrögzítő

Indikációk:

- Stabil 4. és 5. kézközépcsont törés
- A 4. és 5. kézközépcsont posztoperatív megtámasztása
- Merev gipszrögzítés után

KÉNYELEM

- Puha szövet, beleértve a sérült területet befedő habszivacs bélést
- 3D belső légáteresztő anyag a napi kényelmes viseletért
- Az ujjak szétválasztása a rögzített ujj védelme érdekében

RÖGZÍTÉS

- Két formázható merev sín a csuklótól az ujjig tartó szoros rögzítéshez, hogy segítse az ízület gyógyulását
- Speciális forma az előformázott síneknek köszönhetően (90 ° dorzálisan és 20 ° palmárisan), amelyek megakadályozzák az ujj megmerevedését
- Palmáris és dorzális sínek az optimális rögzítéshez

FELHASZNÁLÓBARÁT

- A rögzítő teljes hosszában nyitható a könnyebb és fájdalommentes felhelyezéshez
- Kényelmes csatos bűjtatórendszer a rögzítő meghúzására
- Mosógépben mosható



Ligaflex® Finger

Csukló- és ujjrögzítő

Indikációk:

- A hosszú ujjak sérülései: rándulás, ficam, törés (funkcionális kezelés vagy posztoperatív megtámasztás)
- Sérülések után (rándulás, ficam, törés)

KÉNYELEM

- 4 pánt, két fix és két mozgatható az optimális megtámasztásért és a páciens kezéhez alkalmazkodó illeszthetőségért
- A csukló anatómiájához igazodó különleges formájú csuklópánt a viseleti kényelemért
- Az ujj befedését és védelmét szolgáló ívelt végű merevítő

RÖGZÍTÉS

- Merevség a szoros rögzítéshez a csuklótól az ujjig
- Egyedülálló merevítő sín négy pánttal az eszköz stabilizálása érdekében
- Alkalmazkodás a páciens csuklójához és kézformájához, a szükséges ujjszög megtartása
- Két lehetséges sín elhelyezés: palmárisan vagy dorzálisan az optimális rögzítés érdekében, felírástól függően

FELHASZNÁLÓBARÁT

- A rögzítő teljes hosszában nyitható a könnyebb és fájdalommentes felhelyezéshez
- Mosógépben mosható



DigiBand®

Ujjrögzítő

Indikációk:

- Ujjsérülés (rándulás, ficam)
- A tevékenységek/sport újrakezdése
- Dinamikus megtámasztás - funkcionális ujjrögzítés két független pánt segítségével
- Moduláris behúzás és adaptálható eszköz a páciens megtámasztási igényének megfelelően
- Egykezes illesztés és könnyű használat a páciens segítő hurokknak köszönhetően
- Párban kapható

