



**THUASNE**

**NYIROKÖDÉMA-KEZELÉS  
KOMPRESSZIÓS  
TERÁPIÁVAL**

**KATALÓGUS  
2016**

# BEVEZETŐ



Örömmel és büszkén mutatjuk be a nyirokdéma és a hegek kezelésére kifejlesztett Thuasne kompressziós termékek új katalógusát.

Örülünk, mert ez a katalógus illusztrálja a Csoport szakértelmét a kompressziós terápia terén, vagyis olyan specifikus megoldásokban, amelyek könnyen alkalmazhatók és segítséget nyújtanak a betegeknek a kezelés betartásában.

Büszkék vagyunk, mert a Thuasne kulcsfontosságú szolgáltatóvá vált a nyirokdéma kezelés területén olyan egyedülálló eszközökkel, mint például a Mobiderm® (high-tech ödémacsökkentő eszköz), a Mobiderm® Autofit (egyéni szabályozható mobilizáló ruhák), vagy a Thuasne Lymphology harisnyák és karharisnyák a nyirokdéma fenntartó kezelésében.

Büszkék vagyunk, mert ezek a termékek a több mint 40 éves gyógyászati és műszaki tapasztalatainkból fejlődtek ki.

Valóban, a Thuasne az 1970-es évek végén hozta létre az első európai kompressziós koncepciót, amely a nagyobb égési sérülteket célozta meg: a Thuasne Cicatex®.

Mi kínáljuk jelenleg a legszélesebb kompressziós szövet és (méretes és standard) ruházat választékot az égési sérült betegeknek.

A Thuasne lehetőséget kínál minden páciensnek, hogy egyedi méretre készült termékkel lássuk el, az egyedi CAMMK technológia segítségével (számítógéppel támogatott méretre készülő kötés).

Katalógusunkban magas színvonalú gyógyászati segédeszközökkel, Csoportunk büszkeségeivel találkozhatnak.

Reméljük, hogy hasznos eszközzé válik mindennapi munkájában.

**Elizabeth Ducottet**  
Vezérigazgató



Fénykép jogok:  
Studio Caterin  
Anka Patouche

## JELENLÉTÜNK A VILÁGBAN

A THUASNE EGY RUGALMAS ÉS VERSENYKÉPES IPARI HÁLÓZATOT HOZOTT LÉTRE SAINT-ETINNE-I KÖZPONTJA, A CÉG 110 ÉVES TÖRTÉNELMI SZÉKHELYE KÖRÉ SZERVEZVE.

## TARTALOMJEGYZÉK


**4. oldal**

NYIROKÖDÉMA  
KEZELÉS




**24. oldal**

HEGKEZELÉS



**36. oldal**

MÉRETVÉTEL



KÓRKÉP ÉS  
KEZELÉS



HASZNOS  
INFORMÁCIÓK



KEZELÉSI  
ÚTMUTATÓ




MÉRETSOROZATOS  
ÖLTÖZETEK



MÉRETES ÖLTÖZETEK

# MI A NYIROKÖDÉMA?



**A nyiroködéma a nyirokrendszer hibás működése miatt kialakuló krónikus betegség.**

A nyiroködémának számos oka lehet és két típusa létezik:


- **Elsődleges nyiroködéma**, ami a nyirokrendszer rossz működésére vezethető vissza. Veleszületett vagy familiáris, és általában az alsó végtagokat érinti. Az esetek nagy részében ezt az állapotot már gyermekkortól kezdve kezelni kell. Az elsődleges nyiroködéma fiatal felnőttkorban is kialakulhat.
- **Másodlagos nyiroködéma**, ami azonban a nyirokrendszer sérülése következtében lép fel vagy valami betegség és annak kezelése következtében (mint például nyirokcsomó eltávolítás vagy sugárterápia után).



**A nyiroködémás betegek végtagja vagy szerve folyamatos ödémás állapotban van, ami puffadással, fájdalommal, funkcionális diszkomforttal, nehézség érzettel és csökkent mozgásképességgel jár.**

A betegségnek számos stádiuma van. Fontos a korai diagnózis, hogy a kezeléssel elkerülhetők legyenek a bőrgyógyászati és a funkcionális szövődmények, emellett ezek pszichoszociális hatásai.

## NYIROKÖDÉMA KEZELÉS



A nyiroködémás betegeket koordinált kezelésben és az igényeiknek megfelelő tájékoztatásban kell részesíteni.

### **A kezelés fő céljai:**

- A térfogat csökkentése, majd stabilizálása,
- A végtag funkciójának javítása,
- A komplikációk kialakulásának megelőzése,
- Beteg oktatás és pszichoszociális támogatás.

Ez a krónikus betegség tehát folyamatos kezelést igényel, mely két alapvető és egymást kiegészítő fázisra osztható:

- csökkentő fázis
- fenntartó fázis

A nyiroködéma változásának függvényében követi egymást a két fázis.

**A higiéniai és az étrendi intézkedések mellett a kompressziós terápia a kezelés kulcs eleme....**

# A CSÖKKENTŐ FÁZIS



A csökkentő fázis intenzív tehermentesítő kezelést jelent.

Célja **az ödéma maximális csökkentése** melynek során az ellentétes oldali egészséges végtag térfogatát a lehető legjobban próbáljuk megközelíteni.


A leggyakoribb kezelésfajták:

- **Manuális nyirokdrenázs**, melyet speciális képzéssel rendelkező gyógytornász végezhet.
- **Csökkentő és elvezető fáslizás**, mely számos fásli használatát jelenti, melyek követik a végtag térfogatváltozását és igény szerint áthelyezhetők.
- **Irányított fizikai aktivitás**, fásli alatt,
- **Bőrápolás.**

Ez a fázis egytől több hétig terjedhet, a nyirokdéma súlyossága függvényében, és a későbbiekben ismétlődő.



# A CSÖKKENTŐ FÁZIS PROTOKOLLOK



## A CSÖKKENTŐ FÁZIS SORÁN CSAK FÁSLIZÁST ALKALMAZHATUNK.

A fáslik előnye, hogy többször is újabb és újabb módon felhelyezhetők, hogy a legjobban illeszkedjenek az ödéma térfogatának változásaihoz.

Különböző fajta fáslik léteznek, kombinált használatuk segítségével gyorsan és hatékonyan csökkenthető az ödéma:



### 1. LÉPÉS: BŐRVÉDELEM RÖVID MEGNYÚLÁSÚ PAMUT FÁSLI RUGALMATLAN PAMUT FÁSLI

A bőrrel közvetlenül érintkező pamut csőfásli szorosan visszafogja a végtag ödémáját. Puha anyaga kényelmes réteget alkot a nyiroködémától meggyengült bőr hatékony védelme érdekében.



### 2. LÉPÉS: AZ ÖDÉMA LECSAPOLÁSA MOBIDERM® ÖDÉMACSÖKKENTŐ SEGÉDESZKÖZ

A csökkentő fásli alá helyezve a Mobiderm® mobilizálja az ödémás és megkeményedett bőr alatt kötőszöveteket. Az elsőként felhelyezett bőrvédő fásli alá kell felhelyezni.



### 3. LÉPÉS: CSÖKKENTÉS BIFLEXIDEAL® RÖVID MEGNYÚLÁSI FÁSLI

Harmadik réteggént egy rövid megnyúlású (<100% megnyúlás) fásli, a Biflexideal® garantálja az ödéma visszafogását és fizikai aktivitás során a hatékony lecsapolást, elvezetés (magas munka nyomásban).



### 4. LÉPÉS: KOMPRESSZIÓ BIFLEX® ELASZTIKUS FÁSLI


Végezetül, az ödéma aktív kompresszójához és ezáltal a hatékony térfogatcsökkentéshez, még alacsony aktivitás mellett is, egy negyik kompressziós fáslit, a Biflex®-et használjuk kizárólag nappali visletre.

# MOBIDERM®

A MOBIDERM® egy két nem-szőtt fásli közé helyezett habzivacs kockákból álló segédeszköz. A Mobiderm® technológia **csökkentő fásli alatt alkalmazható** (fásli vagy mobilizáló lap formájában), vagy **mobilizáló ruhákba építjük be**.

A habzivacs darabkák és környezetük között kialakuló nyomáskülönbségnek köszönhetően **javítja a nyirokfolyadék áramlását** és optimalizálja az elvezetést.

Az ödémás bőr alatti kötőszövetre gyakorolt nyírőerők által a Mobiderm® **fel is puhítja a a fibrotikus és szklerotikus területeket**.



**A Mobiderm® egy high-tech ödémacsökkentő kompressziós eszköz.**



## • Hatékonyság

- az ödéma térfogatának gyors csökkentése,
- a fibrotikus, szlerotikus vagy ödémás bőr felpuhítása....



## • Praktikusság

- könnyű, kényelmes és rugalmas, biztosítja a mozgás szabadságát a páciens számára, ezáltal a nyirokelvezetési képességet.

## • Kényelem

- puha érintkezés a bőrrel,
- alkalmazkodás az anatómiai formákhoz.

# MOBIDERM® FÁSLIK



## MOBIDERM® MOBILIZÁLÓ LAPOK

MÉRETEK	BLOKKOK	TERMÉKKÓD
25 cm x 25 cm	5 mm x 5 mm	3710 01
25 cm x 1 m	5 mm x 5 mm 15 mm x 15 mm	



## MOBIDERM® MOBILIZÁLÓ FÁSLIK

MÉRETEK	BLOKKOK	TERMÉKKÓD
10 cm x 3 m	5 mm x 5 mm 15 mm x 15 mm	3720 01

## KÉSZLETEK

### KÉSZLET A FELSŐ VÉGTAG ÖDÉMÁJÁNAK CSÖKKENTŐ KEZELÉSHEZ

#### 1. SZ. KÉSZLET

A KÉSZLET TARTALMA	TERMÉKKÓD
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Biflex® 16 + fásli, 8 cm x 5 m</li> <li>• 1 Biplast® fásli, 3 cm x 2.5 m bande</li> <li>• 1 rövid megnyúlású pamut fásli, 11 cm x 4 m</li> <li>• 2 Mobiderm® fásli, 10 cm x 3 m</li> <li>• 1 Biflexideal® fásli, 10 cm x 5 m</li> </ul>	3700 902 99999 01



### KÉSZLET AZ ALSÓ VÉGTAG ÖDÉMÁJÁNAK CSÖKKENTŐ KEZELÉSHEZ

#### 2. SZ. KÉSZLET

A KÉSZLET TARTALMA	TERMÉKKÓD
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Biflex® 16 + fásli, 10 cm x 3 m</li> <li>• 1 Biflex® 16 + fásli, 10 cm x 5 m</li> <li>• 1 Biplast® fásli, 3 cm x 2.5 m</li> <li>• 2 rövid megnyúlású pamut fásli, 11 cm x 4 m</li> <li>• 3 Mobiderm® fásli, 10 cm x 3 m</li> <li>• 2 Biflexideal® fásli, 10 cm x 5 m</li> </ul>	3700 902 99999 02





# EGYÉB FÁSLIK

## BŐRVÉDELEM



### RÖVID MEGNYÚLÁSÚ PAMUT FÁSLI

#### Merev ödémacsökkentő fásli

Csőfásli. Anyagösszetétele 100% pamut.

SZÉLESSÉG	HOSSZÚSÁG	SZÍN	TERMÉKKÓD
11 cm	4 m	Bézs	01010101140000



### ALÁBÉLELŐ HABFÁSLI

#### Vékony rugalmas habszivacs fásli

A bőrfelület védelmére tapadó fáslik alatt.

SZÉLESSÉG	HOSSZÚSÁG	TERMÉKKÓD
7 cm	27 m	5507 091 000

## CSÖKKENTÉS



### BIFLEXIDEAL®

#### Rövid megnyúlású rugalmatlan kompressziós fásli

65% megnyúlás 45 cN/cm erővel.

SZÉLESSÉG	HOSSZÚSÁG	SZÍN	TERMÉKKÓD
3 cm	5 m	Bézs	11000200350000
6 cm			11000200650000
8 cm			11000200850000
10 cm			11000201050000



### BIPLAST®

#### Öntapadós kompressziós fásli

Halszájkás öntapadó felület. Többirányú tapadás a fásli szélein. Rugalmas és állítható. Bőrbarát.



SZÉLESSÉG	HOSSZÚSÁG	SZÍN	TERMÉKKÓD
3 cm	2,5 m	Bézs	2000 01
6 cm			
8 cm			
10 cm			
15 cm			
20 cm			

# EGYÉB FÁSLIK

## KOMPRESSZIÓ

### BIFLEX® + FOKBEOSZTÁSOS / BIFLEX EPI® FOKBEOSZTÁSOS

#### Közepes megnyúlású elasztikus fásli felhelyezési útmutatóval (fokbeosztással)

Két irányban rugalmas fásli.

A kifejtendő nyomás precíz szabályozása a felhelyezési útmutató segítségével (a fásli megnyúlását jelző fokbeosztással).

- Verziók: BIFLEX® 16+ (mérsékelt) - BIFLEX® 17+ (erős).  
BIFLEX EPI® 16+ fokbeosztással - 8 cm széles, 7 m hosszú a 8-as fáslizás könnyű alkalmazásához.



### BIFLEX® 16+ MÉRSÉKELT: 1-2-ES ERŐSSÉG

SZÉLESSÉG	HOSSZÚSÁG	SZÍN	TERMÉKKÓD
8 cm	3 m	Bézs	1600 02
	3,50 m		
	4 m		
	5 m		
10 cm	3 m		
	3,50 m		
	4 m		
	5 m		

### BIFLEX® 17+ ERŐS: 3-AS ERŐSSÉG


SZÉLESSÉG	HOSSZÚSÁG	SZÍN	TERMÉKKÓD
8 cm	3 m	Bézs	1700 02
	4 m		
10 cm	3 m		
	3,50 m		
	4 m		
	5 m		

### BIFLEX EPI® 16+ MÉRSÉKELT: 1-2-ES ERŐSSÉG

SZÉLESSÉG	HOSSZÚSÁG	SZÍN	TERMÉKKÓD
8 cm	7 m	Bézs	1600 02

## BIFLEX® ALKALMAZÁSA KÉT EGYSZERŰ LÉPÉSBEN

### 1. LÉPÉS: NYÚJTÁS



TÉGLALAP

NÉGYZET

### 2. LÉPÉS: ÁTLAPOLÁS


BIFLEX® 16+

BIFLEX® 17+


1-ES ERŐSSÉG

2-ES ERŐSSÉG


3-AS ERŐSSÉG



Fél-négyzetnyi  
átlapolás



Teljes négyzetnyi  
átlapolás



Fél-négyzetnyi  
átlapolás

# EGYÉB FÁSLIK

## KOMPRESSZIÓ



BIFLEX® + PRATIC

**Közepes megnyúlású fokbeosztásos elasztikus fásli talpallóval**  
Nagyon könnyű alkalmazni (a talpalló miatt)

**BIFLEX® 16 + PRATIC : 1-2-ES ERŐSSÉG**

SZÉLESSÉG	HOSSZÚSÁG	SZÍN	TERMÉKKÓD
8 cm	3 m	Bézs	1600 03
	4 m		
10 cm	3 m		
	4 m		

**BIFLEX® 17 + PRATIC : 3-AS ERŐSSÉG**

SZÉLESSÉG	HOSSZÚSÁG	SZÍN	TERMÉKKÓD
10 cm	3 m	Bézs	1700 03
	4 m		

### PRATIC talpalló:

Könnyen használható, autonómiát biztosít a páciensnek, a család is tud segíteni a feladásban, időt takarít meg otthon és a kórházban a gondozóknak.



Lépjen a talpallóba

A varrás a rüszl felé essen

Első tekerceslés a sarok körül

Második tekerceslés alulról indítva

Harmadik tekerceslés fentről indítva

Körkörös tekerceslés

## BIFLEX® KIEGÉSZÍTŐK

### TÉPŐZÁRAK

KISZERELÉS	TERMÉKKÓD
4 egység	5903 091 000



### ELASZTIKUS RÖGZÍTŐKAPCSOK

KISZERELÉS	TERMÉKKÓD
4 egység	5902 091 000




# KIEGÉSZÍTŐK

## HABSZIVACS FÁSLI N/N

### Emulgált latex habszivacs

A ferdére vágott szél lehetővé teszi a fásli tekerésekor az átlapolást, anélkül, hogy a kötés túl vastag lenne. Légáteresztő, csökkenti a seb befüledésének kockázatát.



VASTAGSÁG	SZÉLESSÉG	HOSSZUSÁG	TERMÉKKÓD
8 mm	8 cm	1 m	5308 091 100
	10 cm		5310 091 100
12 mm	10 cm	1 m	5410 091 100


## VARICO

### Latex alábélelő szivacs

Az elasztikus kompressziós kezelés optimalizálására az anatómiai eltérések kiegyenlítésére. Szellőző, csökkenti a seb maceráció kockázatát.



MODELL	MÉRET	KISZERELÉS	TERMÉKKÓD
0	63 mm x 87 mm	PÁR	5200 091 000
1	70 mm x 132 mm	DB	5200 091 100
2	125 mm x 164 mm	DB	5200 091 200
3	200 mm x 250 mm	DB	5200 091 300
4	343 x 230 x 360 mm	DB	5200 091 400




# A FENNTARTÓ FÁZIS



Miután a szükséges térfogatcsökkentést elértük, megkezdhetjük a nyiroködéma kezelés fenntartó fázisát.

Célja, a **végtag csökkentett térfogatának stabilizálása** a kezdeti szakaszban, vagy akár a térfogatcsökkentés folytatása, de a visszatelítődés megakadályozása és a normál mozgások helyreállításának lehetősége a páciens számára.



Ebben a fázisban elsőként egyedi méretes elasztikus kompressziós eszközöket alkalmazunk, melyek időszakos cseréje szakemberekből álló csapat felügyelete mellett történik.

**Az ébredéstől a lefekvésig tartó egész napos viseletük garantálja:**

- a nyirokfolyadék szívbe való visszaáramoltatásához szükséges megfelelő kompressziót, ezáltal az ödéma kialakulásának megelőzését
- a hatékony térfogat megtartást, mely lehetővé teszi, hogy az ödéma egy bizonyos határon túl ne tudjon visszatelítődni a belső tágulási erő ellenére

Számos öltözet áll rendelkezésre (combfixek, harisnyanadrágok, karharisnyák...) különböző kompressziós osztályban.

Az öltözetek esetén alkalmazott leggyakoribb kompressziós osztályok a következők:

	FRANCIAORSZÁG AFNOR G30 102B STANDARD	NÉMETORSZÁG RAL-GZ 387:2000 STANDARD
2. osztály	15 - 20 mmHg	23 - 32 mmHg
3. osztály	20 - 36 mmHg	33 - 46 mmHg
4. osztály	> 36 mmHg	> 49 mmHg


Lehetőség van arra, sőt olykor szükségessé is válhat, hogy több öltözet kerüljön egymás fölé, hogy elérjük a megfelelő nyomást a szükséges terápiás hatás kifejtéséhez.

**Éjszakára, MOBIDERM®** öltözeteket fejlesztettünk ki, hogy az ödémát ekkor is hatékonyan tudjuk mobilizálni. Az önbandácsolás alternatívájaként rendelkezésre állnak egyedi méretes vagy méretsorozatos öltözetek, amelyekkel optimálisan fenntartható az intenzív csökkentő fázis során elért eredmény.

A csökkentő fázis csökkenő sűrűségű manuális nyirokdrenázst és az önmasszírozás és önfáslizás elsajátítását is tartalmazza. Végezetül, szükség van a rendszeres fizikai aktivitásra és orvosi ellenőrzésre.



# NAPPALI KEZELÉSHEZ: THUASNE LYMPHOLOGY ÖLTÖZETEK



## HATÁSMECHANIZMUS:

- **Kompresszió:** a nyirokkeringés elősegítése és az ödéma kialakulásának megelőzése vagy csökkentése
- **Fenntartás:** végtag térfogatának fenntartása

## JELLEMZŐK:

- **Anyagösszetétel:** 72% poliamid mikroszál, 28% elasztán
- **Szín:** bézs
- **Számítógép-támogatott-méretes kötési technika (lásd: 36. old.)**

## FELSŐ VÉGTAJGOK:

### KARHARISNYÁK, MÉRETES UJJATLAN KESZTYŰK

2. kompr. oszt. (15-20 mmHg); 3. kompr. oszt. (20-36 mmHg); 4. kompr. oszt. (> 36 mmHg)

#### DISZTÁLIS VÉG


Egyszerű karharisnya  
Karharisnya + ujjatlan kesztyű hüvelykujj nélkül (külön vagy egyben)  
Ujjatlan kesztyű hüvelykujjal vagy anélkül  
Bordás élű csukló vágás

#### PROXIMÁLIS VÉG

Síma karsáv  
Lecsúszásgátló sáv  
Szilikonos csúszásgátló férfiaknak és nőknek  
Latex csúszásgátló  
Válltok  
Vállpánt (melltartópánt)

#### DISZTÁLIS VÉG

(Eltávolítható) megerősítés alkalmazása:  
- kompressziós betét,  
- Mobiderm®  
a kézhatáron, a tenyéren



## ALSÓ VÉGTAJGOK:

### HARISNYÁNADRÁGOK, ZOKNIK, MÉRETES HARISNYYÁK

2. kompr. oszt. (15-20 mmHg); 3. kompr. oszt. (20-36 mmHg); 4. kompr. oszt. (> 36 mmHg)

#### DISZTÁLIS VÉG

Nyitott lábfejjel  
Zárt lábfejjel

#### PROXIMÁLIS VÉG


Csúszásgátló nélkül : bordázott szegély  
Szilikonos csúszásgátló férfiaknak és nőknek  
Latex csúszásgátló  
Kompressziós short

#### DISZTÁLIS VÉG

(Eltávolítható) megerősítés alkalmazása:  
- kompressziós betét,  
- Mobiderm®  
a rüsztnél, a belbokánál, a külbokánál



# SZEGÉLYEK



Lecsúszásgátló sáv (3 cm)




Egyszerű szegély (3 cm)



Szilikonos lecsúszásgátló nőknek (5 cm)




Szilikonos lecsúszásgátló férfiaknak (5 cm)



Latex lecsúszásgátló (3.5 cm)



Hüvelykujj hártvás rész



Bordázott szélű csukló szegély



## Felhúzási tanácsok:

**Az első napokban nehéz lehet felvenni az öltözetet.**

Ebben az esetben ajánlott:

- Hintőpor használata a végtagon az öltözet felhúzása előtt
- Felvétel előtt az öltözet kifordítása:  $\frac{3}{4}$ -ig fordítsa ki a karharisnyát vagy a sarokig fordítsa ki a harisnyanadrágot vagy a zoknit
- Gumikesztyű használata a harisnyák egyszerűbb kezelése érdekében
- Harisnyafelhúzó használata az öltözet felvételének elősegítése érdekében



**Győződjön meg arról, hogy nem alakultak ki gyűrdések, és hogy mindenhol egyenletes a nyomás az öltözet végigsimítása által.**

## Kezelési útmutató:

Az öltözet hatékonyságának minél hosszabb ideig tartó megőrzése érdekében fontos, hogy az öltözetet minden este mossuk ki (vagy minden használat után).

Melegvízes, szappanos **kézi mosást** javasolunk. **Gépi mosás** esetén használja a kímélő programot alacsony hőfokon mosóhálával, hogy a többi ruha (tépőzár vagy zipzár) ne tegyen kárt az ortézis anyagában.

Szárítás szobahőmérsékleten, hőforrástól távol.

Tanácsos elkerülni a krémekkel, szennyeződésekkel való érintkezést a végtagon a kompressziós öltözet viselése előtt.

**MÉRETES ÖLTÖZETEK:**  
Szakember segítségére van szükség.  
A Thuasne Lymphology méretvételi lapok a 28-31. oldalon találhatóak.

# NAPPALI KEZELÉSHEZ: VENO ÉLÉGANCE ÖLTÖZETEK



**Méretsorozatos eszközök: gyorsan szállíthatók a betegeknek!**


## HATÁSMECHANIZMUS:

- **Kompresszió:** a nyirokkeringés elősegítése és az ödéma kialakulásának megelőzése vagy csökkentése


## JELLEMZŐK:

- **Anyagösszetétel:** 67% poliamid mikroszál, 33% elasztán
- **Szín:** bézs

	S MÉRET	M MÉRET	L MÉRET
cC	13-15,5	16-18,5	19-22
cC1	13,5-16	16,5-19	19,5-22,5
cD	20-23,5	24-27,5	28-32
cE	21-24,5	25-28,5	29-33
cF	23-26,5	27-31	31,5-36
cG	25-29,5	30-35,5	36-42
Hosszúság $\ell$ G	Rövid	Rövid	Rövid
	38 - 44	40 - 46	42 - 48
Hosszúság $\ell$ G	Hosszú	Hosszú	Hosszú
	42 - 48	44 - 50	46 - 52



Mérettartomány cm-ben



## FELSŐ VÉGTAGOK:


### KARHARISNYA UJJATLAN KESZTYŰVEL VAGY ANÉLKŰL

2. kompr. oszt. (23 - 32 mmHg)

MEGNEVEZÉS	S MÉRET	M MÉRET	L MÉRET
Karharisnya lecsúszásgátlóval RÖVID	2002D221102561	2002D221202561	2002D221302561
Karharisnya lecsúszásgátlóval RÖVID ujjatlan kesztyűvel	2002D221102551	2002D221202551	2002D221302551
Karharisnya lecsúszásgátlóval HOSSZÚ	2002D221102563	2002D221202563	2002D221302563
Karharisnya lecsúszásgátlóval HOSSZÚ ujjatlan kesztyűvel	2002D221102553	2002D221202553	2002D221302553
<b>Jobb</b>			
Karharisnya válltokkal RÖVID	2002E220102561	2002E220202561	2002E220302561
Karharisnya válltokkal RÖVID ujjatlan kesztyűvel	2002E220102551	2002E220202551	2002E220302551
Karharisnya válltokkal HOSSZÚ	2002E220102563	2002E220202563	2002E220302563
Karharisnya válltokkal HOSSZÚ ujjatlan kesztyűvel	2002E220102553	2002E220202553	2002E220302553
<b>Bal</b>			
Karharisnya válltokkal RÖVID	2002F220102561	2002F220202561	2002F220302561
Karharisnya válltokkal RÖVID ujjatlan kesztyűvel	2002F220102551	2002F220202551	2002F220302551
Karharisnya válltokkal HOSSZÚ	2002F220102563	2002F220202563	2002F220302563
Karharisnya válltokkal HOSSZÚ ujjatlan kesztyűvel	2002F220102553	2002F220202553	2002F220302553



# ÉJSZAKAI KEZELÉSHEZ: MOBIDERM® ÖLTÖZETEK



Az intenzív fázis fászlizással elért eredményének megőrzése érdekében a fenntartó fázis során a páciens számára szükség van további folyamatos, hatékony és elfogadható kezelésre.

A páciens függetlensége hozzájárul a felírt kezelés elfogadásához és hosszútávon garantálja a sikert.

A nappali kompresszió felváltásaként és az önfászlizás valódi alternatívájaként a **Mobiderm® öltözeteket úgy alakították ki, hogy éjszakai is folytassa az ödéma mobilizálását, ezáltal hozzájárulva a nappali kezelés hatásának megerősítéséhez.**

Ezeket az öltözeteket puha elasztikus anyagból készítettük, hogy enyhe nyomást fejtsenek ki, és hogy elfogadható legyen a pácienseknek az éjszakai fázis során. Belső oldalukat Mobiderm® anyaggal béleltük ki, hogy mikro-masszázs hatásával elősegítse a nyirokkeringést.

- **Gyors alkalmazhatóság:**  
Egy darabból álló öltözet.
- **Szolid, diszkrét kezelés:**  
Alvás közben nem zavarja a páciens, úgy hat.
- **Egyedülálló éjszakai kezelés:**  
Segíti megőrizni a nappali kompresszióval elért hatást, és biztosítja a folytatólagos kezelést az éjszaka során is.

# MOBIDERM® AUTOFIT

Mobiderm® standard, önszabályozható karharisnya, mely alkalmazkodik minden páciens egyéni körvonalaihoz és azok ingadozásaihoz az idők során!

## Meghatározás:

Mobiderm® önszabályozható karharisnya hüvelykujjal és ujjatlan kesztyűvel a felső végtag nyiroködémájának kezeléséhez.

## Kinek ajánlott?

- A nyiroködéma minden fázisához
- A fenntartó fázishoz vagy a csökkentő fázis végén
- Dismorfias betegeknek vagy progresszív ödémához
- Olyan betegeknek, akik autonóm módon szeretnék kontrollálni az ödémájukat
- Olyan pácienseknek, akiknek azonnal szükségük van a termékre

Standard termékek: gyors kiszolgálás!



## JOBB KAR

	HÓNALJ KÖRMÉRET (E)	ALKAR KÖRMÉRET A LEGSZÉLESEBB RÉSZEN (D)	CSUKLÓ KÖRMÉRET (C)	KÉZFEJ KÖRMÉRET (B)	TERMÉKKÓD	
					NORMÁL (40 - 45 CM)	HOSSZÚ (45 - 50 CM)
	T1 25 - 32 cm	22 - 28 cm	15 - 19 cm	17 - 21 cm	37330120100261	37330120100271
	T2 29 - 36 cm	24 - 30 cm	16 - 20 cm	17 - 21 cm	37330120200261	37330120200271
	T3 33 - 40 cm	26 - 32 cm	17 - 21 cm	18 - 22 cm	37330120300261	37330120300271
	T4 37 - 44 cm	28 - 34 cm	17 - 21 cm	18 - 22 cm	37330120400261	37330120400271
	T5 41 - 48 cm	30 - 36 cm	18 - 22 cm	19 - 23 cm	37330120500261	37330120500271
	T6 45 - 52 cm	31 - 37 cm	19 - 23 cm	20 - 24 cm	37330120600261	37330120600271

## BAL KAR

	HÓNALJ KÖRMÉRET (E)	ALKAR KÖRMÉRET A LEGSZÉLESEBB RÉSZEN (D)	CSUKLÓ KÖRMÉRET (C)	KÉZFEJ KÖRMÉRET (B)	TERMÉKKÓD	
					NORMÁL (40 - 45 CM)	HOSSZÚ (45 - 50 CM)
	T1 25 - 32 cm	22 - 28 cm	15 - 19 cm	17 - 21 cm	37330120100262	37330120100272
	T2 29 - 36 cm	24 - 30 cm	16 - 20 cm	17 - 21 cm	37330120200262	37330120200272
	T3 33 - 40 cm	26 - 32 cm	17 - 21 cm	18 - 22 cm	37330120300262	37330120300272
	T4 37 - 44 cm	28 - 34 cm	17 - 21 cm	18 - 22 cm	37330120400262	37330120400272
	T5 41 - 48 cm	30 - 36 cm	18 - 22 cm	19 - 23 cm	37330120500262	37330120500272
	T6 45 - 52 cm	31 - 37 cm	19 - 23 cm	20 - 24 cm	37330120600262	37330120600272

## Fő összetevők:

- Az öltözet külső borítása: 59% poliamid, 41 % elasztán
- Mobiderm® a karon: ragasztott, nem szőtt, poliuretán habszivacs (15 x 15 mm kockák).
- Mobiderm® a kézfejen: ragasztott, nem szőtt, poliuretán habszivacs (5 x 5 mm kockák).

Karhárisnya csatlakozó hátrahúzó ujjatlan kesztyűvel: **korlátozza az ödéma lecsúszását; a kézfej kiszabadítható a napi tevékenységekhez**



Tépőzáras rögzítés: **azonnali beállítás és kiváló teljesítmény**



Számos rögzítő fül: **minden páciens egyéni körvonalaihoz igazítható.**



Beállítás jelzők: **precíz és ismételhető adaptálás, az ödéma térfogatváltozásának ellenőrizhetősége.**



Félig nyitott öltözet: **Könnyű a fel- és levétele!**

## Karbantartási útmutató

Mosás előtt rögzítse a tépőzárakat.

### Kétfajta mosási mód:

#### • Kézi mosás:

Áztassa az eszközt hideg szappanos vízbe, dörzsölje át egy tiszta szivaccsal és nyomkodja ki a vizet.

#### • Gépi mosás:

Használja a kimélő mosást alacsony hőmérsékleten, és tegye mosóháliba. Kézzel nyomkodva távolítsa el a vizet.




Mindkét esetben szobahőmérsékleten, hőforrástól távol szárítsa. Használaton kívül tárolja az eszközt kisimítva vízszintesen, lezárt tépőzárakkal. Ha muszáj összehajtani, a rögzítő fülek kifelé nézzenek.



# FELHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ

## MOBIDERM® AUTOFIT KARHARISNYA BEÁLLÍTÁSA



1/ Nyissuk ki a karharisnya tépőzárjait és húzza fel az eszközt a karjára kiegyenesített állapotban (vigyázva, hogy ne csavarodjon meg a végtagon).



2/ Fokozatosan állítsuk be a rögzítő füleket a csuklónál, könyöknél, hónaljnál és a kézen a (+/++/+++/++++) jellel ellátott zónákban, az orvos utasításai szerint. Lépésről lépésre haladjon, amíg el nem éri az ajánlott beállítást. A középső zárat az előzőleg beállítottak vonalában rögzítse.



3/ Masszírozza át a karharisnyát annak érdekében, hogy a kockák eloszlása a végtagon egyenletessé váljon.

**Az öltözet levételéhez először oldja ki a tépőzárakat.**

# TERMÉK ADAPTÁCIÓ

## A RÖGZÍTŐK BEÁLLÍTÁSI JAVASLATA

A Mobiderm® Autofit rögzítők beállítása különböző lehet az alábbiak miatt:

- a rögzítő mérete
- a beteg egyéni méretei szerint

Például:

Egy 2-es méretet viselő beteg esetén, akinek a kézfej körmérete 18 cm, a rögzítőt a ++ zónába kell állítani a kézfej vonalában.

A KÉZFEJ VONALÁBAN (B)						
Körméret (cm)	T1	T2	T3	T4	T5	T6
17	+++	+++				
18		++	+++	+++		
19	++	++			+++	
20			++	++		+++
21	+	+			++	
22			+	+		++
23					+	
24						+


A CSUKLÓ VONALÁBAN (C)						
Körméret (cm)	T1	T2	T3	T4	T5	T6
15	+++					
16	++					
17		+++				
18		++	+++	+++		
19	+		++	++	+++	
20			+	+	++	+++
21					+	++
22						+
23						

AZ ALKAR VONALÁBAN (3 CM-REL A KÖNYÖKHAJLAT ALATT) (D)						
Körméret (cm)	T1	T2	T3	T4	T5	T6
22	++++					
23	+++					
24		++++				
25	++	+++				
26		++	+++			
27	+	++	+++			
28			++	++++		
29		+	++	+++		
30					++++	
31						++++
32			+	++	+++	+++
33						+++
34				+	++	++
35						++
36					+	
37						+

A HÓNALJ VONALÁBAN (E)						
Körméret (cm)	T1	T2	T3	T4	T5	T6
25	+++					
26						
27						
28	++					
29		+++				
30						
31	+	++				
32						
33						
34			+++			
35		+				
36			++			
37				+++		
38						
39			+			
40				++		
41						
42					+++	
43				+		
44					++	
45						+++
46						
47					+	
48						++
49						
50						
51						+
52						

Ezek a beállítások tájékoztató jellegűek az optimális hatás kifejtése érdekében. Azonban a páciens érzékelése alapján, illetve a kezelt kar térfogatváltozásának függvényében megváltoztathatók.

# ÉJSZAKAI KEZELÉSHEZ: MOBIDERM® ÖLTÖZETEK



## MÉRETES MOBIDERM® ÖLTÖZETEK

### Meghatározás:

- Egyszerű karharisnya vagy hozzávaló ujjatlan kesztyűvel a felső végtag nyiroködémájának kezeléséhez.
- Zoknik vagy combfixek az alsó végtag nyiroködémájának kezeléséhez.

### Kinek ajánlott?

- A nyiroködéma minden fázisához.
- A fenntartó kezelés során stabilizált ödémához.
- Dismorfias betegeknek, vagy a standard öltözetek mérettartományán kívül eső méretek esetén.

MEGNEVEZÉS	TERMÉKKÓD
MOBIDERM® MÉRETES <b>EGYSZERŰ KARHARISNYA</b>	3730 091 603
MOBIDERM® MÉRETES <b>KARHARISNYA, UJJATLAN KESZTYŰ ÉS HÜVELYKUJJ</b>	3730 091 601
MOBIDERM® MÉRETES <b>KARHARISNYA, UJJATLAN KESZTYŰ HÜVELYUJJ NÉLKÜL</b>	3730 091 602
MOBIDERM® MÉRETES <b>ZOKNI</b>	3130 091 500
MOBIDERM® MÉRETES <b>COMBFIX</b>	3730 091 503



### Anyagösszetétel:

#### Karharisnya

Külső réteg: 59 % poliamid, 41 % elasztán

Belső réteg: Mobiderm® nagy kockás (15 x 15 mm) a karon; Mobiderm® kis kockás (5 x 5 mm) a kézfejen (ujjatlan kesztyű).

#### Combfix és zokni

Külső réteg: 80 % poliamid, 20 % elasztán

Belső réteg: Mobiderm® nagy kockás (15 x 15 mm) a lábon és a és a lábfejen.

### MÉRETES ESZKÖZ:

Szakember segítségére van szükség.

A Mobiderm® méretvételi lapok a 24-27. oldalon találhatóak.

# ÉJSZAKAI KEZELÉSHEZ: MOBIDERM® ÖLTÖZETEK

## STANDARD MOBIDERM® ÖLTÖZETEK

### Meghatározás:

- Karharisnyák, ujjatlan kesztyűk és kesztyűk a felső végtag nyirokódémájának kezelésére.

### Kinek ajánlott?


- Kezdődő, vagy beállt nyirokódéma esetén dismorfia nélkül.
- Fenntartó fázis során.
- Olyan pácienseknek, akiknek azonnal szükségük van a termékre.

Standard termékek: gyors kiszolgálás!



### STANDARD KARHARISNYA - Ref. 373002



Méret	Csukló körméret C (cm)	Könyök körméret D (cm)	Hónalj körméret E (cm)	Termékkód (Kétoldalas)	
				Hosszú (45 < ℓ < 50 cm)	Normál (40 < ℓ < 45 cm)
1	14 - 16	22 - 25	25 - 29	37300220100233	37300220100232
1+		24 - 27	28 - 32	37300240100233	37300240100232
2	16 - 18	25 - 28	29 - 33	37300220200233	37300220200232
2+		27 - 30	31 - 35	37300240200233	37300240200232
3	18 - 20	28 - 31	32 - 36	37300220300233	37300220300232
3+		30 - 33	35 - 39	37300240300233	37300240300232
4	20 - 22	31 - 34	35 - 39	37300220400233	37300220400232
4+		33 - 36	38 - 42	37300240400233	37300240400232
5	22 - 24	34 - 37	38 - 42	37300220500233	37300220500232
5+		36 - 39	41 - 45	37300240500233	37300240500232



### STANDARD UJJATLAN KESZTYŰ - Ref. 373101


Méret	Csukló körméret C (cm)	Kézfej körméret (a metacarpalis csontok fejénél) B (cm)	Termékkód (Kétoldalas)
1	14 - 16	15 - 17	37310120100299
2	16 - 18	17 - 19	37310120200299
3	17 - 19	19 - 21	37310120300299
4	19 - 21	21 - 23	37310120400299
5	20 - 22	23 - 25	37310120500299
6	21 - 23	25 - 27	37310120600299

Az eszközt a Mobiderm® karharisnyával való átfedéssel tervezték, önmagában nem használható.



### STANDARD KESZTYŰ - Ref. 373201

Méret	Csukló körméret C (cm)	Kézfej körméret (a metacarpalis csontok fejénél) B (cm)	Termékkód (jobb)	Termékkód (bal)
1	14 - 16	15 - 17	37320120100201	37320120100202
2	16 - 18	17 - 19	37320120200201	37320120200202
3	17 - 19	19 - 21	37320120300201	37320120300202
4	19 - 21	21 - 23	37320120400201	37320120400202
5	20 - 22	23 - 25	37320120500201	37320120500202
6	21 - 23	25 - 27	37320120600201	37320120600202






## ÚTMUTATÓ AZ ÖLTÖZETEK FELVÉTELÉHEZ:

A Mobiderm® öltözeteket közvetlenül a bőrön lehet viselni.


Húzza fel a Mobiderm® karharisnyát.



Helyezze a Mobiderm® kesztyűt vagy ujjatlan kesztyűt átfedéssel a karharisnyára.



Az ujjatlan kesztyűt használja a bal vagy a jobb kézen.



### Anyagösszetétel:

#### Fő összetevők:

- Külső réteg: 59% poliamid, 41 % elasztán.
- Mobiderm® a karon: ragasztott, nem szőtt, poliuretán habszivacs (15 x 15 mm kockák).
- Mobiderm® a kézfejen és az ujjakon: ragasztott, nem szőtt, poliuretán habszivacs (5 x 5 mm kockák).



## Kezelési útmutató (standard vagy méretes öltözet)

Kétfajta mosási mód:

- **Kézi mosás:** áztassa az eszközt hideg szappanos vízbe, dörzsölje át egy tiszta szivaccsal és nyomkodja ki a vizet.
- **Gépi mosás:** használja a kimélő mosást alacsony hőmérsékleten, és tegye mosóhálóba. Kézrel nyomkodva távolítsa el a vizet.

Szobahőmérsékleten, hőforrástól távol szárítsa.

# MOBIDERM® KARHARISNYA MÉRETVÉTELI SEGÉDLET


e - körméret a hónalj vonalában  
a felkaron

d - körméret a bicepsz legszélesebb részén

c - körméret a könyökhajlatban


b - a csukló és a könyök közti hossz  
felénél mért körméret. Ha az ödéma nagyon  
lokalizált, a 2. pont legyen az ödéma alsó  
széle.

a - a csukló körméret a legkeskenyebb részen



.....➔ **Méretvétel pontos irányvonala**

## KARHARISNYA



A hosszúságot a csukló közepétől kell mérni a könyökcúcson keresztül, majd a felkar külső oldalán a kívánt magasságig.

## UJJATLAN KESZTYŰ



A hüvelykujj hajlat megjelölése

A megjelölt pontok (hüvelykujj hajlat) regisztrálása: mérje meg a körméretet a hüvelykujj tövébenél és a végénél (technikai okok miatt a hüvelykujj hossza nem lehet kisebb 2 cm-nél)

Az egyujjas kesztyű végénél a körméretet a metacarpalis csontok fejénél kell levenni. Ha az ujjakon is szükség van a nyomásra, válasszon Cicatrex®-et

Az egyujjas kesztyű hosszának megmérése: a csuklótól a hüvelykujj tövéig

a csuklótól a kesztyű felső széléig



- MEGRENDELÉS** (alapértelmezés szerint)
- AJÁNLATKÉRÉS**
- MEGÚJÍTÁS** (becslés kérésre)

# THUASNE



**MOBIDERM®**  
EGYEDI NYIROKÖDÉMA-KEZELŐ  
KARHARISNYÁK

Utánrendelési szám:

Dátum : .....

Páciens magassága: .....

Neme :  Ffi  Nő  Gyerek

Mennyiség: .....

Felíró orvos: .....

Ügyfél vezetékneve: .....

Ügyfél keresztnéve: .....

Születési idő: .....

Lakcím: .....

.....

KERESKEDŐI AZONOSÍTÓ

Ügyfélkód:

**Amennyiben lehetséges, készítsen képet az érintett végtagról.**


<b>Modell</b>	bal	jobb	<b>Az alapár feletti extrák</b>	<b>Megjegyzések:</b>
Egyszerű karharisnya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Proximális vég</b>	
Karharisnya ujjatlan kesztyűvel és hüvelykujjal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Egyszerű karcsik	
Karharisnya ujjatlan kesztyűvel hüvelykujj nélkül	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Nyílás</b>	
<b>Ingyenes választás</b>			<input type="checkbox"/> Csak tépőzár	
Fokozott kompresszió	<input type="checkbox"/>		A termék teljes hosszának maximum 1/3-a	
			Jelölje a lenti ábrán!	

**ELŐLNÉZET**

**JOBB KAR**

**BAL KAR**

**ELŐLNÉZET**



Kérjük, forduljon Thuasne forgalmazójához!

**THUASNE** | 25

# MOBIDERM® HARISNYÁK ÉS ZOKNIK MÉRETVÉTELI SEGÉDLET

Minden referenciapont a láb külső oldalán jelölendő.

g - combkörméret (5 cm-rel a fenék alatt)

f - körméret a combközépnél

e - térdkörméret

d - körméret a térd alatt

c - vádli körméret

b1 - körméret a vádli és a boka között (cB1 pont)

b - boka körméret (a legkeskenyebb részen)

y - körméret a rüsztnél a sarkon keresztül

a - körméret a lábközépcsontok fejenél



**Zokni: cA és cD kerülete mentén, lB és lD referencia pontokig**  
**Harisnya: cA és cG kerülete mentén, lB és lG referencia pontokig**



A referencia pontok elhelyezése.



A harisnyanadrághoz töltsse ki az összes méretet. Lábfej rész: metatarsalis fej körméret.



Rüszli körméret.



A boka kerülete a legvékonyabb pontján.



Comb kerülete (5 cm-el a fenék alatt).



Hosszúság méretvétele a láb külső oldalán.

- MEGRENDELÉS** (alapértelmezés szerint)
- AJÁNLATKÉRÉS**
- MEGÚJÍTÁS** (becslés kérésre)

# THUASNE



**MOBIDERM®**

EGYEDI NYIROKÖDÉMA-KEZELŐ  
HARISNYÁK ÉS ZOKNIK

Utánrendelési szám:

Dátum: .....

Páciens magassága: .....

Neme:  Ffi  Nő  Gyerek

Mennyiség: .....

Felíró orvos: .....

Ügyfél vezetékneve: .....

Ügyfél keresztnéve: .....

Születési idő: .....

Lakcím: .....

.....

KERESKEDŐI AZONOSÍTÓ

Ügyfélkód:

**Amennyiben lehetséges, készítsen képet az érintett végtagról.**

Modell	bal	jobb
Zokni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Harisnya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zárt lábujj	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nyitott lábujj	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nyitott lábujj hossza	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Belső méret	Külső méret

**Az alapár feletti extrák**

**Proximális vég**

Egyszerű lábcsík

**Nyílás**

Csak tépőzár




A termék teljes hosszának maximum 1/3-a

Jelölje a lenti ábrán!

**Megjegyzések:**

**BAL LÁB**

**JOBB LÁB**



# THUASNE LYMPHOLOGY KARHARISNYA MÉRETVÉTELI SEGÉDLET

e - körméret a hónalj vonalában  
a felkaron


d - körméret a bicepsz legszélesebb részén

c - körméret a könyökhajlatban

b - a csukló és a könyök közti hossz  
felénél mért körméret. Ha az ödéma nagyon  
lokalizált, a 2. pont legyen az ödéma alsó széle.

a - csukló körméret a legkeskenyebb részen

.....➔ **Méretvétel pontos irányvonala**



## KARHARISNYA



A hosszúságot a csukló közepétől kell mérni a könyökcúscson keresztül, majd a felkar külső oldalán a kívánt magasságig.



A vállpántoz ne felejtse el lemérni az  $\ell$  7-es méretet, a vállcsúctól a melltartó pántig, ahol a hurkot átfűzzük.

A válltokhoz pontosan mérje meg a mellkas körfogatát a vállcsúctól kiindulva az ellentétes hónalj alatt áthaladva.

## UJJATLAN KESZTYŰ

A méretvételhez szükséges tanácsok és illusztrációk a 40. oldalon találhatóak.

- MEGRENDELÉS** (alapértelmezés szerint)
- AJÁNLATKÉRÉS**
- MEGÚJÍTÁS** (becslés kérésre)

# THUASNE



**THUASNE LYMPHOLOGY**  
EGYEDI NYIROKÖDÉMA-KEZELŐ  
KARHARISNYÁK

Utánrendelési szám:

Dátum: .....

Páciens magassága: .....

Neme:  Ffi  Nő  Gyerek

Mennyiség: .....

KERESKEDŐI AZONOSÍTÓ

Felíró orvos: .....

Ügyfél vezetékneve: .....

Ügyfél keresztnéve: .....

Születési idő: .....

Lakcím: .....

Ügyfélkód:

**Amennyiben lehetséges, készítsen képet az érintett végtagról.**

*Nyiroködéma kezelésnél nem gyártunk ujjakat, kivéve a hüvelykujjat. Ha ujjakra is szüksége van, rendeljen Cicatrex® terméket.*

**Modell**

- Egyszerű karharisnya
- Karharisnya ujjatlan kesztyűvel és hüvelykujjal
- Karharisnya ujjatlan kesztyűvel hüvelykujj nélkül
- Ujjatlan kesztyű hüvelykujj nélkül
- Ujjatlan kesztyű hüvelykujjal

**Kompressziós osztály**

- 15 - 20 mmHg
- 20 - 36 mmHg
- > 36 mmHg

**Proximális vég**

- Egyszerű karcsík\*
- Lecsúszásgátlós karcsík\*
- Szilikon csúszásgátló nőknek\*
- Szilikon csúszásgátló férfiaknak\*
- Latex csúszásgátló\* - csak szilikon allergia esetén
- Vállpánt (melltartópánt a «G» méret szerint)
- Válltok (a «H» méret szerint)

Megjegyzések:


\* egyszerű karharisnyához «5» méret

**ELŐLNÉZET**

**JOBB KAR**

**BAL KAR**

**ELŐLNÉZET**



Kérjük, forduljon Thuasne forgalmazójához!

# THUASNE LYMPHOLOGY ZOKNI, COMBFIX ÉS HARISNYYA MÉRETVÉTELI SEGÉDLET

**g** - combkörméret (5 cm-rel a fenék alatt) \_\_\_\_\_

**f** - körméret a combközepénél \_\_\_\_\_

**e** - térdkörméret \_\_\_\_\_

**d** - körméret a térd alatt \_\_\_\_\_

**c** - vádli körméret \_\_\_\_\_

**b1** - körméret a vádli és a boka között (cB1 pont) \_\_\_\_\_

**b** - boka körméret (a legkeskenyebb részen) \_\_\_\_\_

**y** - körméret a rüsztnél a sarkon keresztül \_\_\_\_\_

**a** - körméret a lábközépcsontok fejénél \_\_\_\_\_



**Zokni** : cA és cD kerülete mentén a lB és ID referencia pontokig

**Combfix** : cA és cG kerülete mentén a lB és lG referencia pontokig

**Harisnyanadrág** : cA és cT kerülete mentén a lB és lG + lK1T és lK2T referencia pontokig



Referencia pontok elhelyezése.



A harisnyanadrághoz töltsse ki az összes méretet. Lábféj rész: metatarsalis fej körméret.



Rüszli körméret



Lábköz: előlő távolság (lK1T)  
hátsó távolság (lK2T)



Fenék körméret




Csípő körméret




Derék körméret (vagy jelölje a körméretet amekkvánt magasságban)



A boka kerülete a legvékonyabb pontján.



Comb kerülete (5 cm-el a fenék alatt).



Hosszúság méretvétele a láb külső oldalán.

- MEGRENDELÉS** (alapértelmezés szerint)
- AJÁNLATKÉRÉS**
- MEGÚJÍTÁS** becslés kérésre

# THUASNE



**THUASNE LYMPHOLOGY**  
 EGYEDI NYIROKÖDÉMA-KEZELŐ  
 ZOKNIK, COMBFIXEK ÉS HARISNYÁK

Utánrendelési szám:

Dátum:

Páciens magassága:

Neme:  Ffi  Nő  Gyerek

Mennyiség:

KERESKEDŐI AZONOSÍTÓ

Felíró orvos: .....

Ügyfél vezetékneve: .....

Ügyfél keresztnéve: .....

Születési idő: .....

Lakcím: .....

Ügyfélkód:

**Amennyiben lehetséges, készítsen képet az érintett végtagról.**

**Rajzolja körbe a ruha kontúrját az ábrán**

cB mini : 15 cm - cG maxi : 85 cm a 15-20 mmHg és 20-36 mmHg tartományában - cG maxi : 75 cm a > 36 mmHg tartományban.

**Alapmodell**

- |  |                          |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> zokni (térdmagasságú) | bal                      | jobb                     |
| <input type="checkbox"/> combfix               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> félharisnya           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> harisnyanadrág        |                          |                          |
| <input type="checkbox"/> nyitott lábujj        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> zárt lábujj           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Cipőméret

**Szegély**

- |  |                          |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> csúszásgátló nélkül | bal                      | jobb                     |
| <input type="checkbox"/> csúszásgátlóval     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| szilikon csipe nőknek                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| szilikon sáv férfiaknak                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| csúszásgátló pöttyök (5 cm)                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| latex  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

	bal	jobb	culotte
15 - 20 mmHg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20 - 36 mmHg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
> 36 mmHg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FIGYELMEZTETÉS: a sort kompressziójának meg kell egyeznie legalább az egyik lábéval.

**Proximális vég**

- |                            |                          |                          |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                            | bal                      | jobb                     |
| csúszásgátló               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| csúszásgátló pöttyök (5cm) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |


**Kiegészítő: extra habbélés**

- lábfej  
 mediális boka  
 laterális boka


Méret: .....

Megjegyzések:

**BAL**



**JOBB**



körméret  hossz  lábköz

**Kérjük, forduljon Thuasne forgalmazójához!**



**THUASNE**

**Gyógyászati segédeszközök.  
A kockázatokról olvassa el a használati  
útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!**

**THUASNE HUNGARY KFT.**

1117 Budapest, Budafoki út 60.

Tel.: +36 1 209 9131, Fax: +36 1 209 1143

**[www.thuasne.biz](http://www.thuasne.biz)**



Fenntartjuk a katalógusban megjelenített termékek és árak előzetes bejelentés nélkül történő megváltoztatásának jogát, megrendeléskor kérje visszaigazolásunkat. A képek illusztrációk. **Az egyes termékek elérhetőségével kapcsolatban érdeklődjön az adott ország forgalmazójánál.**