



THUASNE

PatellaReliever

Vékony térdrögzítő a patellaállás megváltoztatására

Patella


a Patella rendellenes

HATÉKONYSÁG

A patella visszaállítása a vájatóba az anatómiailag formázott patella betét segítségével.




A PATELLA
RENDELLENES ÁLLÁSA




A patella rendellenesen hozzádörzsölődik a combcsontoz.

A PATELLA RELIEVER
HATÁSMECHANIZMUSA



A patella betét lehetővé teszi a patella visszaállítását a vájatóba.

Tökéletes illeszkedés a páciens patella helyzetéhez a dinamikus állítómechanizmussal.



Reliever

állásának kezelésére



ELFOGADÁS

KÉNYELEM

Tökéletes illeszkedés a kényelmi zónákkal és a felső részen beépített szilikon szálakkal ellátott anatómiailag formázott kötési technikának köszönhetően.

Folyamatos kapcsolat a patella laterális széle és az anatómiailag formázott patella betét között (állandó nyomás).

A pácienshez és a patológiához való alkalmazkodás.

VÉKONY

A rögzítő kialakításának és az összetevőinek köszönhetően: kötési technika, patella betét EVA habból, állítómechanizmus.

KÖNNYŰ HASZNÁLAT

Könnyű felhúzni a lábra és beállítani.



THUASNE

PatellaReliever

Térdrögztő a patella
rendellenes állására

INDIKÁCIÓK

Patella rendellenes állása, pld. patellofemorális fájdalomszindróma, patella szubluxáció vagy ficam és patellofemorális osteoarthritis.



MÉRET **TÉRDKÖRMÉRET**

1 32 - 34 cm

2 35 - 37 cm

3 38 - 41 cm

4 42 - 45 cm

5 46 - 49 cm

6 50 - 53 cm

2 modell: jobb és bal



Thuasne Hungary Kft.
1117 Budapest, Budafoki út 60.

www.thuasne.com
www.med-pont.hu