



THUASNE

OTTHONÁPOLÁSI
TERMÉKEK
2021-2022



A THUASNE, ma...



2 200
munkavállaló szerte
a világban



233 M
euró forgalom 2019-ben



40 %
nemzetközi forgalom



Kereskedelmi jelenlét
85 országban



14
ipari telephely Európában
és az Egyesült Államokban



22 000
ügyfél



30 - 40
új referéncia évente



2 másodpercenként
eladnak egy ortézist a világban



15 millió
km hosszú kötött fonal



5 000
km gyártott szövet / év

Tisztelt Ügyfelünk!

Örömmel mutatjuk be a Thuasne új otthonápolási katalógusát!

Reméljük, hogy hasznos lesz Önnek gyógyászati segédeszközei kiválasztásakor.

A 2020 folyamán - különösen a bezártság idején, amikor rendkívül nagy igény mutatkozott az otthonápolásra és annak eszközeire - az Ön és a páciensek szükségleteire különös figyelmet fordítottunk.

2020 februárjától egy nagyon nagy teljesítményű Afnor minősítésű védőmaszk termékcsalád kifejlesztésével igyekeztünk kényelmesebbé és egészségesebbé tenni mindennapjaikat.

A Thuasne folytatja kutatásait a területen és továbbra is elkötelezett marad az egészség iránt.

Szeretnénk Önökkel folytatni ezt az utat a mobilitás és a mozgékonyág felé, ebben a néha váratlan helyzeteket hozó, változó világban.

Elizabeth Ducottet
Vezérigazgató

MOZGÁS ÉS MOZGATÁS

BOTOK ÉS MANKÓK	6
TARTOZÉKOK BOTOKHOZ ÉS MANKÓKHOZ	14
JÁRÓKERETEK	15
ROLLÁTOROK	17
KEREKESZÉKEK	22

MINDENNAPI ÉLETVITELT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK

TUSOLÓ ÜLŐKÉK	26
FÜRDŐKÁD ÜLŐKÉK	28
FÜRDŐSZOBAI KIEGÉSZÍTŐK	29
WC MAGASÍTÓK	30
SZOBAI WC-K	32
VÉRNYOMÁSMÉRŐK	34
HŐMÉRŐK	36

ÁGY ÉS KÖRNYEZETE

ANTIDECUBITUS ESZKÖZÖK	40
ÜLŐPÁRNÁK	42
MATRACOK	43
PÁRNÁK	46
GYÓGYÁSZATI ÁGYAK	47
ÁGY KÖRÜLI ESZKÖZÖK	50



MOZGÁS ÉS MOZGATÁS

BOTOK ÉS MANKÓK

TARTOZÉKOK BOTOKHOZ ÉS MANKÓKHOZ

JÁRÓKERETEK

ROLLÁTOROK

KEREKESZÉKEK

HOGYAN VÁLASSZON JÁRÓBOTOT?

ÁLLÍTHATÓ
MAGASSÁG

KÖZEPES
MEGTÁMASZTÁS



Optimális
nyomáeloszlás

**Classic sétabot
T alakú fogantyúval**

Állítható magasság	Súly	cm kg
77,5 - 101 cm	340 g	149 - 196 cm 100 kg max



ERŐS
MEGTÁMASZTÁS



A kéz alakjához
igazodik
a legjobb
nyomáeloszlás
érdekében

**Soft Walk anatómiai
fogantyús exkluzív bot**

Állítható magasság	Súly	cm kg
77,4 - 94 cm	395 g	142 - 182 cm 130 kg max



**Art sétabot anatómiai
fogantyúval**

Állítható magasság	Súly	cm kg
77 - 100 cm	375 g	148 - 194 cm 100 kg max



GYENGE
MEGTÁMASZTÁS



Ergonómikus
forma, jó
tapadás

MyLittleCane bot

Állítható magasság	Súly	cm kg
82 - 89,5 cm	260 g	158 - 173 cm 120 kg max



Elite bot

Állítható magasság	Súly	cm kg
82 - 94 cm	320 g	158 - 182 cm 120 kg max



ÖSSZECSUK-
HATÓ

KÖZEPES
MEGTÁMASZTÁS



Optimális
nyomáeloszlás


**Classic összecsu-
kható bot**

Állítható magasság	Súly	cm kg
83 - 93 cm	350 g	160 - 180 cm 100 kg max



A bot / mankó magasságát a beteg méretének megfelelően kell beállítani. A helytelen beállítás csökkentheti a hatékonyságot és túl sok erőfeszítést igényelhet a felhasználó részéről.

PÁCIENS MAGASSÁGA (cm)	A BOT/MANKÓ AJÁNLOTT MAGASSÁGA (cm)
148 - 154	77
155 - 159	80
160 - 161	83
162 - 163	84
164 - 167	86
168 - 169	87
170 - 171	88
172 - 173	89
174 - 175	90
176 - 177	91
178 - 179	92
180 - 181	93
182 - 183	94
184 - 185	95
186 - 187	96
188 - 189	97
190 - 191	98
192 - 193	99



A fogantyú felső részének megközelítőleg a csuklónál kell lennie, normál cipő viselése esetén.

MANKÓK

Globe-Trotter + mankó

*Kényelmes mankó, puha fogantyúval
fényvisszaverővel, akár 150 kg-ig*

KÉNYELMES

Puha, csúszásmentes fogantyú.

ÁLLÍTHATÓ

Állítható magasságú, hogy megfeleljen a páciens méretének.

KÖNNYŰ ÉS ELLENÁLLÓ

Alumínium cső.

CSÚSZÁSGÁTLÓ:

PVC mankóvég.

BIZTONSÁGOS

Fényvisszaverő a fogantyú elején.

DISZKRÉT / CSENDES


Hangtompító gyűrű.

Tartozékok a 14. oldalon

Jégtüske

Globe-Trotter mankóvég




148 - 192 cm
max. 150 kg

A mankók a CERAH
által lettek tesztelve
az ISO 11334-1
szabványnak
megfelelően. ✓

Kódja: W2017 021 006

x 6 pár

Magasság állíthatósága

77 - 99 cm

Súly

550 g/db

Kartámasz magassága

23 cm



Globe-Trotter mankó

Felnőtt mankó, bordázott fogantyúval

PRAKTIKUS

Bordázott fogantyú a kéz elcsúszásának megakadályozására.

ÁLLÍTHATÓ

Állítható magasságú, hogy megfeleljen a páciens méretének.

KÖNNYŰ ÉS ELLENÁLLÓ

Alumínium cső.

CSÚSZÁSGÁTLÓ:

PVC mankóvég.

DISZKRÉT / CSENDES


Hangtompító gyűrű.

Tartozékok a 14. oldalon

Jégtüske

Globe-Trotter mankóvég




148 - 192 cm
max. 150 kg

A mankók a CERAH
által lettek tesztelve
az ISO 11334-1
szabványnak
megfelelően. ✓

Szürke

Kódja: W2016 022 010

x 10 pár

Kék

Kódja: W2016 021 010

x 10 pár

Magasság állíthatósága

77 - 99 cm

Súly

520 g/db

Kartámasz magassága

23 cm



Gyerek mankó

Gyerek mankó puha fogantyúval és fényvisszaverővel

KÉNYELMES

Puha, csúszásmentes fogantyú.

ÁLLÍTHATÓ

Állítható magasságú, hogy megfeleljen a páciens méretének.

CSÚSZÁSGÁTLÓ:

Mankóvég gumi.

KÖNNYŰ ÉS ELLENÁLLÓ

Alumínium cső.

BIZTONSÁGOS

Fényvisszaverő a fogantyú elején és hátulján.



Comfort mankó

Felnőtt mankó ergonómikus fogantyúval és félhold alakú kargyűrűvel

PRAKTIKUS

A félhold alakú kargyűrű lehetővé teszi, hogy a mankót a karunkon lógassuk, miközben pl. kinyitjuk az ajtót.

KÉNYELMES

Puha és ergonómikus fogantyú.

ÁLLÍTHATÓ

Állítható magasságú kartámasz.

ELLENÁLLÓ

Alumínium cső, eloxált bevonattal, mely jobban ellenáll a kopásnak, a korróziónak és a hőnek.

CSÚSZÁSGÁTLÓ:

Mankóvég gumi.

DISZKRÉT / CSENDES

Hangtompító gyűrű.



Hónaljmankó

Felnőtt hónaljmankó, párban.

KÉNYELMES

Kényelmes, párnázott.

ÁLLÍTHATÓ

A mankók magassága a páciens méretének megfelelően állítható. A fogantyú helyzete a kar hosszához igazítható.

KÖNNYŰ ÉS ELLENÁLLÓ

Alumínium cső.

CSÚSZÁSGÁTLÓ:




PVC mankóvég.

DISZKRÉT / CSENDES

Hangtompító gyűrű.


ÓVINTÉZKEDÉS:

A mankó tetejének körülbelül 5 cm-re kell lennie a hónaljtól. A súlynak a kezeken kell lennie, és nem a hónalj felső részén.



Tartozékok a 14. oldalon

Jégtüske



A mankók a CERAH által lettek tesztelve az ISO 11334-1 szabványnak megfelelően.



A mankók a CERAH által lettek tesztelve az ISO 11334-1 szabványnak megfelelően.

Metálkék

Kódja: W2015 003 001	Párban
Magasság állíthatósága	58 - 75 cm
Súly	470 g/db

Gyártó:
Ossenberg Kanalstrasse 79
D-48432 Rheine
Németország

Kódja: W2030 005 002	Párban
Magasság állíthatósága	75 - 97,5 cm
Állítható kartámasz	24 - 31,5 cm
Súly	710 g /db

Alacsony (S)

Kódja: W2010 002 101	Párban
Páciens magassága	139 - 159 cm
Magasság állíthatósága	94 - 114 cm
Súly	690 g

Közepes (M)

Kódja: W2010 002 201	Párban
Páciens magassága	159 - 179 cm
Magasság állíthatósága	114 - 134 cm
Súly	750 g

Magas (L)

Kódja: W2010 002 301	Párban
Páciens magassága	179 - 199 cm
Magasság állíthatósága	134 - 154 cm
Súly	820 g



Art sétabot anatómiai fogantyúval

Állítható bot anatómiai fogantyúval

ANATÓMIAI KIALAKÍTÁSÚ

Az anatómiai kialakítású fogantyú biztosítja a nyomás kiváló eloszlását.

ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ

Széles magasságállítási tartomány a beteg méretének megfelelően.

KÖNNYŰ ÉS ELLENÁLLÓ

Alumínium cső.

CSÚSZÁSGÁTLÓ:

Botvéggumi.


DISZKRÉT / CSENDES

Hangtompító gyűrű.

Tartozékok a 14. oldalon

Botvéggumi




148 - 194 cm
max. 100 kg

A botok a CERAH
által lettek tesztelve
az NF EN 1985
szabványnak
megfelelően

Jobb

Kódja: W2110 001 001

Bal

Kódja: W2111 001 001

Magasság állíthatósága

77 - 100 cm

Súly

375 g



Soft Walk anatómiai fogantyús exkluzív bot

Állítható bot anatómiai fogantyúval, fényvisszaverővel és csuklópánttal

ANATÓMIAI KIALAKÍTÁSÚ

Az anatómiai kialakítású fogantyú biztosítja a nyomás optimálisabb eloszlását.

ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ

Széles magasságállítási tartomány a páciens méretének megfelelően.

KÖNNYŰ ÉS ELLENÁLLÓ

Órany-metál fényű alumínium cső.

BIZTONSÁGOS

Fényvisszaverő a fogantyú elején a jobb láthatóság érdekében.

CSÚSZÁSGÁTLÓ:

Botvéggumi.

TARTOZÉKKAL:

Csuklópánt.

Tartozékok a 14. oldalon

Soft Walk botvéggumi



142 - 182 cm
max. 130 kg

A botok a CERAH által lettek tesztelve az NF EN 1985 szabványnak megfelelően



Jobb

Kódja: W2130 001 001

Bal

Kódja: W2131 001 001

Magasság állíthatósága 74 - 94 cm

Súly 395 g



Classic sétabot T-alakú fogantyúval

Állítható bot, T-alakú fogantyúval

ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ

Széles magasságállítási tartomány a páciens méretének megfelelően.

STABIL

A "T" fogantyú lehetővé teszi a nyomás optimálisabb eloszlását.

KÖNNYŰ ÉS ELLENÁLLÓ

Alumínium cső.

CSÚSZÁSGÁTLÓ:


Botvéggumi.

DISZKRÉT / CSENDES

Hangtompító gyűrű.

Tartozékok a 14. oldalon

Classic botvéggumi



149 - 196 cm
max. 100 kg

A botok a CERAH által lettek tesztelve az NF EN 1985 szabványnak megfelelően



Fekete

Kódja: W2090 001 001

Magasság állíthatósága 77,5 - 101 cm

Súly 340 g

ÖSSZECSUKHATÓ BOTOK



MyLittleCane bot

Színes, 5 részre összeecsukható bot,
Derby fogantyúval

Tartalmazza:
Hozzáálló csuklópánt és
tároló tasak



PRAKTIKUS

Könnyen szállítható: 5 részre csukható össze. Ívelt fogantyú a könnyebb felakasztáshoz.

ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ

Állítható magasságú a páciens méretének megfelelően.

KÖNNYŰ ÉS ELLENÁLLÓ

Alumínium cső, fa fogantyú

CSÚSZÁSGÁTLÓ:

Botvéggumi.

DISZKRÉT / CSENDES

Hangtompító gyűrű.

TARTOZÉKKAL:

Csuklópánt és tok.



Liberty



Roses



Wild fruit



Cachemere



Bellflower



Red diamond

Tartozékok a 14. oldalon

MyLittleCane botvéggumi.



cm kg
158 - 173 cm
max. 120 kg

A botok a CERAH
által lettek tesztelve
az NF EN 1985
szabványnak
megfelelően

Liberty

Kódja: W2072 002 501

Cachemere

Kódja: W2072 003 501

Roses

Kódja: W2072 004 501

Magasság állíthatósága

82 - 89,5 cm
4 részben - 2,5 cm-enként

Hossz összeecsukva

23 cm

Fogantyú (H x Sz)

11,7 x 2,3 cm

Súly

260 g

Tok (H x Sz)

29 x 15 cm

Wild fruit

Kódja: W2072 005 501

Bellflower

Kódja: W2072 006 501

Red diamond

Kódja: W2073 001 501

Magasság állíthatósága

82 - 89,5 cm
4 részben - 2,5 cm-enként

Hossz összeecsukva

23 cm

Fogantyú (H x Sz)

11,7 x 2,3 cm

Súly

260 g

Tok (H x Sz)

29 x 15 cm



Elite bot

4 részre összecukható bot,
Derby fogantyúval

PRAKTIKUS

Könnyen szállítható: 4 részre csukható össze.
Ívelt fogantyú a könnyebb felakasztáshoz

ELEGÁNS

Pepita minta.

ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ

Állítható magasságú a páciens méretének
megfelelően.

KÖNNYŰ ÉS ELLENÁLLÓ

Alumínium cső, fa fogantyú.

CSÚSZÁSGÁTLÓ:

Botvéggumi.

DISZKRÉT / CSENDES

Hangtompító gyűrű.

TARTOZÉKOKKAL:

Csuklópánt és tok.

Tartozékok a 14. oldalon

Elite botvéggumi.



Classic összecukható bot

Összecukható bot, T-alakú
fogantyúval

PRAKTIKUS

Könnyen szállítható: 4 részre csukható össze.

STABIL

A "T" fogantyú lehetővé teszi a nyomás
optimálisabb eloszlását.

ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ

Állítható magasságú a páciens méretének
megfelelően.

KÖNNYŰ ÉS ELLENÁLLÓ

Alumínium cső, fa fogantyú.

CSÚSZÁSGÁTLÓ:


Botvéggumi.

DISZKRÉT / CSENDES

Hangtompító gyűrű.

Tartozékok a 14. oldalon

Classic botvéggumi.




A botok a CERAH
által lettek tesztelve
az NF EN 1985
szabványnak
megfelelően

Szürke-fekete pepita mintás

Kódja: W2071 001 401

Magasság állíthatósága	82 - 94 cm
Hossz összecukva	30 cm
Fogantyú (H x Sz)	12,9 x 2,3 cm
Súly	320 g
Tok (H x Sz)	37 x 17,5 cm



A botok a CERAH
által lettek tesztelve
az NF EN 1985
szabványnak
megfelelően

Fekete

Kódja: W2070 001 001

Magasság állíthatósága	83 - 93 cm
Hossz összecukva	31 cm
Súly	350 g



Csuklópánt


- Minden bothoz illeszthető

Fekete

darabonként

Kódja: WW21300001A

EAN 3111792230015



Mankó- és botvéggumi

- Globe-Trotter és Globe-Trotter+ mankóhoz

Szürke

6 db

Kódja: WW2016 0016A

EAN 3111792016166

Belső átmérő

19 mm



- Globe-Trotter mankóhoz

Kék

6 db

Kódja: WW2016 0008A

EAN 3111792016081

Belső átmérő

19 mm



- Elite bothoz

Fekete

Kódja: WW2071 00101

EAN 3111792071011

Belső átmérő

17 mm



- Classic összecukható, Classic "T" fogantyús, és Art anatómiai fogantyús bothoz

Fekete

Kódja: WW5950 0001A

EAN 3111795950016

Belső átmérő

19 mm



- MyLittleCane bothoz

Fekete

Kódja: WW2072 00104

EAN 3111792072049

Barna

Kódja: WW2072 00101

EAN 3111792072018

Belső átmérő

16 mm



- Soft Walk bothoz

Fekete

Kódja: WW2130 000 2A

EAN 3111792130022

Belső átmérő

16 mm



Jégtüske

- Fagyott vagy havas felületeken való használatra.
- 16 - 20 mm átmérőjű mankókhoz

Kódja: W2018 001 001

EAN 3111792018016




HOGYAN VÁLASSZUNK JÁRÓKERETET / ROLLÁTORT?

BELTÉRI
HASZNÁLATRA


SÚLYOS
EGYENSÚLYZAVAROK

Fix járókeret

Max. sz x m	Súly	
63 x 41 cm	1,8 kg	max. 100 kg




Összecsukható járókeret

Max. sz x m	Súly	
69 x 47 cm	3 kg	max. 100 kg




Lépegető, összecsukható járókeret

Max. sz x m	Súly	
69 x 47 cm	3 kg	max. 100 kg



CSÖKKENT
MOBILITÁS


Duo Comfort Rollátor

Max. sz x m	Súly	
79 x 96 cm	5,7 kg	max. 100 kg



3 KERÉK:
KÖNNYŰ
IRÁNYÍTHATÓSÁG


Trio Rollátor

Max. sz x m	Súly	
64 x 69 cm	7 kg	max. 100 kg




KÜLTÉRI
HASZNÁLATRA

Quatro Rollátor *Kosárral és tálcával*

Max. sz x m	Súly	
59,5 x 67,5 cm	9,4 kg <small>kosár és tálca nélkül</small>	max. 130 kg




Move Light Rollátor *Üléssel, kosárral, bottartóval és tálcával*

Max. sz x m	Súly	
61 x 71 cm	7,5 kg	max. 100 kg



New Design Rollátor *Bevásárló táskával és bottartóval*

Max. sz x m	Súly	
67 x 70 cm	7,9 kg	max. 130 kg





Fix járókeret

Fix alumínium járókeret

Beltéri használatra

STABIL

Hajlított lábak.

ÁLLÍTHATÓ

Állítható magasságú a páciens méretének megfelelően.

KÖNNYŰ ÉS ELLENÁLLÓ

Könnnyű alumínium váz (1,8kg).

CSÚSZÁSGÁTLÓ:

Gumivég.



Összecsukható járókeret

Összecsukható alumínium járókeret

Beltéri használatra

ÁLLÍTHATÓ

Állítható magasságú a páciens méretének megfelelően.

HELYTAKARÉKOS

Könnnyen összecsukható.

CSÚSZÁSGÁTLÓ:

Gumivég.



Lépegető, összecsukható járókeret

Összecsukható, csuklós alumínium járókeret

Beltéri használatra

JÁRÁSSEGÍTŐ

Csuklós rendszer az előrehaladás megkönnyítésére (2 lépéshosszra: hosszúra és rövidre).

ÁLLÍTHATÓ


Állítható magasságú a páciens méretének megfelelően.

HELYTAKARÉKOS

Könnnyen összecsukható.

CSÚSZÁSGÁTLÓ:

Gumivég.



max.
100 kg

A rollátorok a CERAH által lettek tesztelve az ISO 11199 szabványnak megfelelően



max.
100 kg

A rollátorok a CERAH által lettek tesztelve az ISO 11199 szabványnak megfelelően



max.
100 kg

A rollátorok a CERAH által lettek tesztelve az ISO 11199 szabványnak megfelelően

Kék

Kódja: W2320 001 001

Magasság állíthatósága	78 - 85 cm
Max. szélesség x mélység	63 x 41 cm
Súly	1,8 kg

Kék

Kódja: W2300 003 002

Magasság állíthatósága	78 - 90 cm (2,5 cm-enként)
Max. szélesség x mélység	69 x 47 cm
Súly	3 kg
Összecsukva	80 x 49 x 18,5 cm

Kék

Kódja: W2310 003 002

Magasság állíthatósága	78 - 90 cm
Max. szélesség x mélység	69 x 47 cm
Súly	3 kg
Összecsukva	79,5 x 47,5 x 19,5 cm

ROLLÁTOROK



Duo Comfort rollátor

Rollátor 2 elülső kerékkel

Beltéri használatra

ÁLLÍTHATÓ

Levehető háttámla és állítható magasságú fogantyúk a beteg magasságához igazítva.

HELYTAKARÉKOS

Könnyen összecsukszható.

CSÚSZÁSGÁTLÓ:

Gumivég.

KÉNYELMES

Magasabb ülőke magasság és párnázott ülés.



A rollátorok a CERAH által lettek tesztelve az ISO 11199 szabványnak megfelelően

Szürke

Kódja: W2220 003 002

Magasság állíthatósága	79 - 96 cm
Rollátor (Sz x Mé)	58,5 x 65 cm
Ülőke magasság	52 cm
Súly háttámlával / anélkül	5,7 kg / 5,3 kg



Trio rollátor

Rollátor 2 hátsó kerékkel és 1 elülső bolygókerékkel

Beltéri és kültéri használatra

ÁLLÍTHATÓ

Anatómiai formájú, állítható magasságú fogantyúk a nagyobb kényelemért.

PRAKTIKUS

Könnyen összecsukszható és szállítható.

IRÁNYÍTHATÓ

Forgatható elülső bolygókerék.

BIZTONSÁGOS

Parkolófékek a kerekek blokkolására.

TARTOZÉKOKKAL:

Kosárral és tálcával.



A rollátorok a CERAH által lettek tesztelve az ISO 11199 szabványnak megfelelően

Kék

Kódja: Réf. W2200 004 002

Magasság állíthatósága	de 80,5 à 92,5 cm
Rollátor (Sz x Mé)	64 x 69 cm
Súly	7 kg





New Design rollátor

Könnyű rollátor 4 kerékkel, ülőkével, bevásárló táskával, fényvisszaverőkkel és bottartóval.

Beltéri és kültéri használatra.

ÁLLÍTHATÓ

Állítható magasságú fogantyúk a nagyobb kényelemért.

KÉNYELMES

Párnázott ülés és rugalmas háttámla.

PRAKTIKUS

Kompakt, egy kézzel összecsukható, könnyebb navigáció a járdaszegélyeken és akadályokon.

BIZTONSÁGOS

A kézifékek nem engedik elmozdulni a rollátort, így a felhasználó biztonságosan le tud rá ülni.

Fényvisszaverő pontok a kerekeken és fényvisszaverő csík a táskán.

TARTOZÉKOKKAL:

Kivehető bevásárló táskával, átfordítható bottartóval (bal / jobb)



Kompakt, egy kézzel összecsukható. Segíti a járdákon és az akadályokon való navigációt.



Összecsukva álló helyzetben marad. Keskeny, mindössze 23 cm széles.



Teljesen összecsukott állapotban rendkívül keskeny, ezért szállítása autó csomagtartójában, tömegközlekedési eszközökön vagy repülőgépen kifejezetten ideális.



max.
130 kg

A rollátorok a CERAH által lettek tesztelve az ISO 11199 szabványnak megfelelően



Szürke, fekete és kék

Kódja: W2230 002 001

Fogantyú magasság állíthatósága	79 - 91,5 cm között (2,5 cm-enként)
Rollátor (Sz x Mé)	67 x 70 cm
Összecsukott rollátor (Sz)	23 cm
Ülőke (Sz x Mé)	45 x 22,5 cm
Ülőke magasság	54 cm
Teljes súly kosárral	7,9 kg
Felhasználó magassága	160 - 190 cm



FEDEZZE FEL A NEW DESIGN
ROLLÁTORT!



ROLLÁTOROK





Quatro rollátor

Rollátor 4 keréssel, kosárral, tálccával és bottartóval.

Beltéri és kültéri használatra.

PRAKTIKUS

Könnyen összecsuksútható és szállítható. Összecsuksúva egyenesen áll.

BIZTONSÁGOS

A kézifékek nem engedik elmozdulni a rollátort, így a felhasználó biztonságosan le tud rá ülni.

ÁLLÍTHATÓ

Állítható magasságú fogantyúk a nagyobb kényelemért.

TARTOZÉKOKKAL:

Kosár, tálca, és bottartó.



max.
130 kg

A rollátorok a CERAH által lettek tesztelve az ISO 11199 szabványnak megfelelően



Kék

Kódja: V0504026

Szürke

Kódja: V0504029

Magasság állíthatósága	78,5 - 97,5 cm
Rollátor (Sz x Mé)	59,5 x 67,5 cm
Ülőke (Sz x Mé)	39 x 22 cm
Ülőke magasság	60,5 cm
Súly	9,4 kg (tálca és kosár nélkül)



Move Light rollátor

Alumínium vázas rollátor 4 keréssel, kosárral és bottartóval.

Beltéri és kültéri használatra.

KÖNNYŰ ÉS ELLENÁLLÓ

Alumínium váz.

PRAKTIKUS

Összecsuksúva egyenesen áll.

KÉNYELMES

Nagy párnázott ülés és háttámla.

IRÁNYÍTHATÓ

Forgatható elülső bolygókerék.

BIZTONSÁGOS

A kézifékek nem engedik elmozdulni a rollátort, így a felhasználó biztonságosan le tud rá ülni.

ÁLLÍTHATÓ

Állítható magasságú fogantyúk a nagyobb kényelemért.

TARTOZÉKOKKAL:

Kosár és bottartó.



max.
100 kg

A rollátorok a CERAH által lettek tesztelve az ISO 11199 szabványnak megfelelően



Kék

Kódja: V0504185

Szürke

Kódja: V0504180

Magasság állíthatósága	81 - 92 cm
Rollátor (Sz x Mé)	61 x 71 cm
Ülőke (Sz x Mé)	30 x 29,5 cm
Ülőke magasság	58 cm
Súly	7,5 kg



KEREKESZÉKEK

Választható ülőke
szélességek:
41 - 45 - 51 cm



Classic light

Könnyű és összecsukható.

KOMPAKT ÉS KÖNNYŰ

Összecsukható és könnyű váz, egyszerűen szállítható.

ÁLLÍTHATÓ

Állítható magasságú lábtartók.

PRAKTIKUS

Egyszerű összecsukás a levehető kerekeknek és lábtartóknak köszönhetően.

KÉNYELMES

Tűzálló, párnázott ülőfelület és háttámla.

KEREKEK:

8" x 1" tömör gumis első kerekek

24" patent-tengellyel elátott hátsó kerekek:

- Légtömölős gumi: elnyeli az ütések
és megkönnyíti a meghajtást.

VAGY

- Tömör gumi: kevés karbantartást igényel.



max.
120 kg

A kerekesszékek a
CERAH által lettek
tesztelve az ISO
12183 szabványnak
megfelelően

Fekete / Fekete

Kódja: W5500

Teljes szélesség 59,5 / 63,5 / 69,5 cm

Teljes hosszúság x magasság 113 x 98 cm

Ülőke magasság 50 cm

Ülőke mélység 41 cm

Kerekesszék/váz súlya 18 / 10 kg

Választható ülőke
szélességek:
41 - 43 - 45 - 51 cm



Classic DF+

Ellenálló és funkcionális

PRAKTIKUS

Felhajtható kartámasz, melynek vége alacsonyabban helyezkedik el az asztal alá való egyszerűbb behúzáshoz.

ÁLLÍTHATÓ

Állítható magasságú lábtartók.

FUNKCIONÁLIS

Állítható magasságú és eltávolítható lábtartó az egyszerűbb szállításért.

ELLENÁLLÓ

Acélszerkezet és dupla keresztmerevítő.

KÉNYELMES

Tűzálló, párnázott ülőfelület.

TARTOZÉKOKKAL:

Tárolózsák a háttámla hátsó részén.

KEREKEK:

- 8" x 1" tömör gumis első kerekek
- 24" patent-tengellyel elátott hátsó kerekek:
 - Légtömölős gumi: elnyeli az ütésekkel és megkönnyíti a meghajtást.
 - VAGY
 - Tömör gumi: kevés karbantartást igényel.

Vádlitartó / lábfejtartó

Classic DF+ kerekesszékhez

Bal Kódja: WW560 000 019

Jobb Kódja: WW560 000 020

Classic Light kerekesszékhez

Bal Kódja: WW550 000 026

Jobb Kódja: WW550 000 027



max.
120 kg

A kerekesszékek a
CERAH által lettek
tesztelve az ISO
12183 szabványnak
megfelelően

Fekete / Kék

Kódja: W5600

Teljes szélesség	61 / 64 / 66 / 70 cm
Teljes hosszúság x magasság	115 x 92 cm
Ülőke magasság	48 - 52 cm
Ülőke mélység	45 cm
Kerekesszék/váz súlya	19 / 12 kg



MINDENNAPI ÉLETVITELT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK

TUSOLÓ ÜLŐKÉK

FÜRDŐKÁD ÜLŐKÉK

FÜRDŐSZOBAI KIEGÉSZÍTŐK

WC MAGASÍTÓK

SZOBAI WC-K

VÉRNYOMÁSMÉRŐK

HŐMÉRŐK

TUSOLÓ ÜLŐKÉK



Tusoló ülőke

PRAKTIKUS

Perforált háttámla és ülőke a víz könnyebb lecsöpögtetésére.

ÁLLÍTHATÓ

Az ülőke magassága állítható a könnyebb leülés és felállás érdekében.

BIZTONSÁGOS

A 2 beépített fogantyú nagyobb stabilitást, érdes ülőfelülete pedig stabil megtámasztást biztosít.

CSÚSZÁSGÁTLÓ:

Gumivég.



max.
100 kg

Kódja: W1610 001 000

Ülőke magasság állíthatósága	36 - 46 cm
Ülőke (Sz x Mé)	51 x 31 cm
Súly	2 kg



Tusoló szék

PRAKTIKUS

Perforált háttámla és ülőke a víz könnyebb lecsöpögtetésére.

ÁLLÍTHATÓ

Az ülőke magassága állítható a könnyebb leülés és felállás érdekében.

STABIL

Alumínium váz.

BIZTONSÁGOS

A 2 beépített fogantyú nagyobb stabilitást, érdes ülőfelülete pedig stabil megtámasztást biztosít.

CSÚSZÁSGÁTLÓ


Gumivég.



max.
100 kg

Kódja: W1600 001 001

Ülőke magasság állíthatósága	36 - 46 cm
Szék (Sz x Mé)	51 x 31 cm
Súly	3,5 kg



Felhajtható ülőke zuhanyozáshoz

PRAKTIKUS

A perforált polipropilén ülőkéről könnyen lecsöpög a víz.

KÖNNYEN RÖGZÍTHETŐ

A mellékelt sablonnal könnyen a falhoz rögzíthető.



max.
125 kg


Kódja: V1214519

Ülőke (Sz x Mé)	42 x 38 cm
Lehajtva (Mé x H x Ma)	52 x 42 x 11 cm
Felhajtva (Mé x H x Ma)	12 x 42 x 45 cm
Súly	3 kg

Gyártó:
LM Global Design Ltd.
Guinness Enterprise Center, Taylor köz, D8, Írország



FÜRDŐKÁD ÜLŐKÉK



Fürdőkađ ülöke

PRAKTIKUS

Perforált háttámla és ülöke a víz könnyebb lecsöpögtetésére.

ÁLLÍTHATÓ

Állítható szélességű, hogy illeszkedjen a kađ falához.

MASSZÍV

Rozsdamentes acél és alumínium szerkezet.

2 VÁLTOZATBAN KAPHATÓ:

- Támlával
- Támla nélkül

Gyártó:
LM Global Design Ltd.
Guinness Enterprise Center, Taylor köz, D8, Írország

Kifordítható fürdőkađ ülöke

STABIL

Gumi lábainak és a két stabilizáló tengelynek köszönhetően nagyon stabil.

PRAKTIKUS

Az ülöke 360°-ban körbefordítható, és egy puha fogantyú segítségével 90°-onként rögzíthető.

MASSZÍV

Alumínium váz.

Fürdőkađ padok

Tapadókorongokkal

KÖNNYEN RÖGZÍTHETŐ

Gyors rögzítés a 2 tapadókorongnak köszönhetően.

PRAKTIKUS

Elülső bevágás az intim tisztálkodás megkönnyítésére.

BIZTONSÁGOS

2 állítható és tapadó tapadókorong.

Fogantyúval

PRAKTIKUS

Széles, anatómiai ülés.
Integrált szappantartó.

KÖNNYEN RÖGZÍTHETŐ

Szerszámok nélkül rögzíthető.



Támlával

Kódja: V1214521

Ülöke (Sz x Mé)	42 x 38 cm
Teljes szélesség és magasság	65 - 72 x 37 cm
Karfák közötti távolság	44 - 51 cm
Kartámlák magassága	22 cm
Súly	4,65 kg

Támla nélkül

Kódja: V1214520

Ülöke (Sz x Mé)	42 x 38 cm
Ülöke magasság	0 - 12 - 22 cm
Teljes szélesség és magasság	65 à 72 x 27 cm
Karfák közötti távolság	44 - 51 cm
Súly	3,2 kg



Kódja: V1217532

Ülöke (Sz x Mé)	42 x 39 cm
Teljes szélesség	71 cm
Karfák közötti távolság	56 cm
Súly	4 kg



Tapadókorongokkal


Réf. W1820 002 002

Pad (Mé x Sz x Ma)	68 x 27 x 20 cm
Teljes szélesség (min-max)	27-33 cm
Állítható pad szélesség	42,5 - 65 cm
Maximális belső szélesség (kađ)	65 cm
Súly	1,8 kg

Fogantyúval

Réf. W1820 003 001

Pad (Mé x Sz x Ma)	69 x 27 x 10 cm
Teljes szélesség (min-max)	27 cm
Állítható pad szélesség	40 - 61 cm
maximális belső szélesség (kađ)	61 cm
Súly	1,3 kg



Csúszásgátló kapaszkodó

BIZTONSÁGOS

Csúszásgátló anyaga nagyfokú biztonságot nyújt mozgás és közlekedés közben.

KÖNNYEN RÖGZÍTHETŐ

Rögzítés 4 csavarral és tiplivel (nem tartozék).

2 VÁLTOZATBAN KAPHATÓ:

- **egyenes:** biztosítja a mozgást a fürdőszobában, a lépcsőn stb.
- **hajlított:** a WC-ről való felálláshoz vagy a kádból való kiszálláshoz.

Gyártó:
Gordon Ellis & Co.
Trent köz, Castle Donington
Derby DE74 2NP
Nagy-Britannia



Egyenes kapaszkodó: biztosítja a mozgást a fürdőszobában, a lépcsőn stb.

30 cm

Kódja: V1213716

45 cm

Kódja: V1213717

60 cm

Kódja: V1213718


Hajlított kapaszkodó: a WC-ről való felálláshoz vagy a kádból való kiszálláshoz.

33 cm

Kódja: V1213719

40 cm

Kódja: V1213720



Kapaszkodó kar

BIZTONSÁGOS

Megfelelő támaszt nyújt a leüléshez és felálláshoz.

Általában párban használják, a WC mindkét oldalán, 60 cm-re egymástól, körülbelül 80 cm magasságban.



Darabonként

Kódja: V1213714

Fali kapaszkodó
(H x M x Sz)

70 x 20 x 10 cm



Védőtasakok zuhanyozáshoz

4 testrésze kapható: kéz, kar, láb, lábfej

PRAKTIKUS

Megvédi a sérült testrészt a víztől.

KÖNNYEN HASZNÁLHATÓ

Széles nyílás a könnyű felvitelhez.

RÖGZÍTÉS

Újrahasználható ragasztószalagok.

ÁLLÍTHATÓ

Egy méretben, mely minden betegtípusra alkalmas.

GAZDASÁGOS

Többször használható védelem (3 db -os készletben értékesítve).

Kéz (40 x 30 cm)

3 db/ csomag

Kódja: W1860 001 001

Kar (70 x 30 cm)

3 db/ csomag

Kódja: W1860 001 002

Láb (110 x 50 cm)

3 db/ csomag

Kódja: W1860 001 003

Lábfej (80 x 50 cm)

3 db/ csomag

Kódja: W1860 001 004

WC MAGASÍTÓK



Soft WC-magasító

KÉNYELMES

Vízálló filmréteggel védett habszivacs.

PRAKTIKUS

Az elülső bevágás megkönnyíti az intim tisztálkodást.

HAGYOMÁNYOS MÉRETŰ

A legtöbb WC-re kiválóan illeszkedik.

EGYSZERŰEN KARBANTARTHATÓ

Szappanos vízzel mosható, vagy klórmentes tisztítószerrel felrtőtleníthető.



max.
185 kg

11 cm

Kódja: W1550 001 002

Autoklávban sterilizálható

5 percig 90°C-on

Gyártó:
Herdegen SAS
Eugène Freyssinet utca 7.
77500 Chelles, Franciaország



WC-magasító konzolos

Kapható tetővel és tető nélkül is

PRAKTIKUS

Az elülső bevégás megkönnyíti az intim tisztálkodást.

KÖNNYEN RÖGZÍTHETŐ

4 ponton rögzíthető.

HAGYOMÁNYOS MÉRETŰ

A legtöbb WC-re kiválóan illeszkedik.

EGYSZERŰEN KARBANTARTHATÓ

Könnyen tisztítható.



Tetővel

10 cm Kódja: V1214722

Tető nélkül

10 cm Kódja: V1214721



Csavaros WC-magasító

Kapható tetővel és tető nélkül is

PRAKTIKUS

Az elülső bevégás megkönnyíti az intim tisztálkodást.

KÖNNYEN RÖGZÍTHETŐ

A rögzítő csavarok két külső forgatógombbal állíthatók.

GYORSAN FELHELYEZHETŐ

A rögzítőcsavaros rendszer lehetővé teszi a WC-magasító gyors felszerelését és eltávolítását.

EGYSZERŰEN KARBANTARTHATÓ

Könnyen tisztítható.



Tetővel

10 cm

Kódja: W1840 005 201

14 cm

Kódja: W1840 005 301

tető nélkül

10 cm

Kódja: W1840 004 201

14 cm

Kódja: W1840 004 301

Gyártó:
LM Global Design Ltd.
Guinness Enterprise Centre, Taylor köz, D8,
Irország



Rápattintós WC-magasító

PRAKTIKUS

Az elülső bevégás megkönnyíti az intim tisztálkodást.

KÖNNYED

Könnyen szállítható.

KÖNNYEN FELHELYEZHETŐ

Közvetlenül a WC kagylóra pattintható.

EGYSZERŰEN KARBANTARTHATÓ

Könnyen tisztítható.



10 cm

Kódja: W1510 003 001

Autoklávban sterilizálható

5 percig 90°C-on

Gyártó:
Herdegen SAS
Eugène Freyssinet utca 7,
77500 Chelles, Franciaország

Gyártó:
Nothingam Rehab Supplies
Clinitron House
Excelsior House, Ashby De La Zouch
Leicestershire LE65 1JG, Nagy-Britannia





Classic szobai WC

MASSZÍV

Széles szerkezet és vastag lábak, maximális terhelhetősége: 120 kg.

KÉNYELMES

Vastagon párnázott, széles háttámlával.

PRAKTIKUS

A vödört oldalra vagy az ülőke irányában távolíthatjuk el, anélkül, hogy a páciens mozgattunk kellene.

HIGIÉNIKUS

A vödör dupla peremének és fedelének köszönhetően elkerülhető a kellemetlen szagok terjedése.



Egyesével

Kódja: V1214540

3-as csomagolásban

Kódja: V1214541

Padló-WC ülőke magasság	48 cm
Ülőke szélesség	44 cm
Karfák közötti távolság	55 cm

Szobai WC 3 az 1-ben

3 FUNKCIÓS

Szobai WC, WC-magasító, kapaszkodókeret.

ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ

Az ülőke magassága állítható a könnyebb leülés és felállás érdekében.

PRAKTIKUS

Összecsukható és könnyen szállítható.

KÖNNYEN ÖSSZESZERELHETŐ

Szerszámok nélkül 5 perc alatt össze- és szétszerelhető.

STABIL

Epoxi festett acél váz.

HIGIÉNIKUS

Kifröccsenés-gátló kialakítás.

Szobai WC
(tengerészkek tetővel)



Fehér, világos kék, tengerészkek

Kódja: W1910 001 001

Állítható magasságú ülőke (7 pozícióban)	43 - 58 cm
Kartámaszok közötti szélesség	47,5 cm

Kék gördíthető szobai WC

FUNKCIONÁLIS

A kartámaszok és lábtámaszok behajthatók az egyszerűbb szállítás érdekében.

PRAKTIKUS

Összecsukható háttámla.
A WC fölé helyezhető.

COMPAKT

Könnyen szállítható, összecsukva kis helyet foglal.

BIZTONSÁGOS

Fékkal ellátott hátsó kerekek.



Kék

Kódja: W1960 002 002

Ülőke magassága	46 cm
Karfák közötti távolság	46 cm
Háttámla magassága	44,5 cm
Keréktámszék	125 mm
Szék (H x Sz x M)	56 x 77 x 95 cm

VÉRNYOMÁSELLENŐRZŐK



4 db 1,5V AA elemmel szállítjuk. BHS által hitelesített: A/A besorolás.

Automata felkaros vérnyomásellenőrző, átlagolt érték technológiával

A vérnyomás rendszeres méréséhez.

5 év
garancia



PC-hez
kapcsolható



PRECÍZ

A nagyobb pontosság érdekében automatikusan három egymást követő mérést végez és számolja ki az átlagot (MAM technológiával)

PRAKTIKUS

Elemmel vagy külön megvásárolható hálózati adapterrel működik. (opcionális)

ERGONÓMIKUS

Nagy, könnyen olvasható kijelző.

INTELLIGENS

Akár 200 mérést is képes eltárolni a memóriájában, hogy lehetővé tegye az egészségügyi monitorozást egy vagy két fő esetén.

PC-hez csatlakoztatható és egy applikáción keresztül monitorozhatóak a mérések.

TARTOZÉKOKKAL:

Tároló táska, vérnyomás napló, használati útmutató.

Kódja: W0840 004 001



4 db 1,5V AA elemmel szállítjuk. BHS által hitelesített: A/A besorolás.

Classic felkaros vérnyomásellenőrző

A vérnyomás rendszeres méréséhez.

PRECÍZ

Gyors és megbízható mérés.

PRAKTIKUS

Elemmel vagy külön megvásárolható hálózati adapterrel működik (opcionális).

INTELLIGENS

Az utolsó 99 mérést rögzíti a memóriájába.

TARTOZÉKOKKAL:

Tároló táska, vérnyomás napló, használati útmutató.



2 db 1,5V AA elemmel szállítjuk.

Kompakt csuklós vérnyomásellenőrző

Gyors és egyszerű vérnyomásméréshez.

KÖNNYED

Diszkrét és könnyen szállítható.

PRAKTIKUS

Elemmel működik.

INTELLIGENS

Az utolsó 60 mérést rögzíti a memóriájába.

TARTOZÉKOKKAL:

Tároló táska, vérnyomás napló, használati útmutató.

5 év
garancia



Kódja: W0850 002 001

5 év
garancia



Kódja: W0890 002 001

BHS minősítés
(Brit Hipertónia társaság)

C/B a csuklós modellekre
A/A a felkaros modellekre

Mérési tartomány

Szisztolés / diasztolés nyomás:
20 - 280 Hgmm
Pulzus: 40 - 200 szívverés / perc

Pontosság

Vérnyomás: +/- 3 Hgmm
Pulzus: +/- 5 %

Memória

Csuklós: 60 mérést tárol
Felkaros modellek: 99 mérést tárol (Classic modell)
200 mérést tárol (Automata modell)

Mandzsetta méret

Csuklós: 13,5 - 19,5 cm
Felkaros modellek: 22 - 32 cm
Megvásárolható nagy mandzsetta: 32 - 42 cm

Energiaforrás

Csuklós: 2 db AAA 1,5 V elem (tartozék)
Felkaros modellek: 4 db AA 1,5 V elem (tartozék)
Mindhárom modell újratölthető akkumulátorral is működik.

Opció a felkaros modellhez

Hálózati adapter (nem tartozék)

5 év garancia*

BHS által minősített modellek, megbízható mérési eredményeket garantálnak.

*A garancia a készülékekre és a mandzsettákra vonatkozik, mely kizárólag rendeltetésszerű használat esetén érvényesíthető.

HŐMÉRŐK

PRECÍZ ÉS GYORS

5 cm-es távolságra tartva a homloktól 3 mp alatt megméri a hőmérsékletet. Láz jelzése: 10 rövid csipogás és piros kijelző.

PRAKTIKUS

Érintés nélkül használható homlokra vagy tárgyakra (cumisüveg, fürdővíz, szoba.. stb.) célozva.

TARTOZÉKOKKAL:


2 db 1,5 V AAA elemmel és tároló tasakkal szállítjuk.

Érintésmentes hőmérő

3 év
garancia

4 db-os kínáló dobozban

Kódja: W1360 001 001





Rugalmas vég



Digitális babahőmérő rugalmas véggel

KÉNYELMES

Rugalmas vég.

GYORS ÉS PRECÍZ

Rektális hőmérsékletmérés 10 másodperc alatt.

KÖNNYEN TISZTÍTHATÓ

Teljesen vízálló.

TARTOZÉKOKKAL:

Védőcső és 1 db 1,5 V / L 736 F elem

2 év
garancia

12 db-os kínáló dobozban

Kódja: [W1350 001 012](#)

Digitális hőmérő

PRECÍZ

Rektális hőmérsékletmérés.

PRAKTIKUS

Láz vészjelzővel.

Tárolja az utolsó mérést.

TARTOZÉKOKKAL:

Védőcső és 1 db 1,5 V / LR 41 elem

2 év
garancia

12 db-os kínáló dobozban

Kék

Kódja: [W1340 500 012](#)

Sárga

Kódja: [W1340 120 012](#)

	Érintésmentes	Rugalmas végű, babáknak	Digitális
Mérési tartomány	Testnél: 34,0-42,2°C Tárgyknál: 0-100,0°C	32,0°C - 42,9°C	32,0°C - 42,9°C
Pontosság	36,0°C és 39,0°C között ±0,2°C pontos	34°C és 42°C között, 18 - 28°C környezeti hőmérséklet mellett ±0,1°C pontos	34°C és 42°C között, 18 - 28°C környezeti hőmérséklet mellett ±0,1°C pontos
Kijelző	LCD kijelző (folyadékkristályos), 4 számjegy + speciális ikonok	LCD kijelző (folyadékkristályos), 3 számjegy	LCD kijelző (folyadékkristályos), 3 számjegy
Szabványok	ASTM E1965; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)	prEN12470-3 1997, klinikai hőmérő ASTM standard NF	prEN12470-3 1997, klinikai hőmérő ASTM standard NF
Energiaforrás	2 db AAA 1,5 V-os elem	1 db L 736 F 1,5 V-os elem	1 db LR 41 1,5 V-os elem



ÁGY ÉS KÖRNYEZETE

ANTIDECUBITUS ESZKÖZÖK

ÜLŐPÁRNÁK

MATRACOK

ALVÓPÁRNÁK

GYÓGYÁSZATI ÁGYAK

ÁGY KÖRÜLI ESZKÖZÖK

Braden Skála

SZENZOROS ÉRZÉKELÉS

Értelmezhető válaszadási képesség a nyomással kapcsolatos diszkomfort érzéssel kapcsolatban.

Teljesen korlátozott	1
Nagyon korlátozott	2
Enyhén korlátozott	3
Nincs károsodás	4

NEDVESSÉG

A nedvesség mértéke, aminek a bőr ki van téve.

Állandó nedvesség	1
Nagyon nedves	2
Alkalmanként nedves	3
Ritkán nedves	4

FIZIKAI AKTIVITÁS

Fizikai aktivitás mértéke.

Ágyhoz kötött	1
Székhez kötött	2
Alkalmanként sétál	3
Rendszeresen sétál	4

MOBILITÁS

A testhelyzet változtatásának és irányításának képessége.

Teljesen mozgásképtelen	1
Nagyon korlátozott	2
Enyhén korlátozott	3
Nincs korlátozottság	4

TÁPLÁLTSÁG

Szokásos ételfogyasztás.

Nagyon rossz	1
Valószínűleg nem megfelelő	2
Megfelelő	3
Kiváló	4

SÚRLÓDÁS ÉS NYÍRÓDÁS

A bőrre kifejtett nyomás.

Problémás	1
Lehetséges probléma	2
Nincs látható probléma	3

Pontszám
Karikázza be a megfelelőt!

AZ ÖN PONTSZÁMA:

Braden pontszám
18 - 23 között
a felfekvés kockázata:
nulla - alacsony

Braden pontszám
14 - 17 között
a felfekvés kockázata:
alacsony - közepes

Braden pontszám
9 - 13 között
a felfekvés kockázata:
közepes - magas

Braden pontszám
6 - 8 között
a felfekvés kockázata:
magas

CareProtectPedi

A felfekvések megakadályozásáért



FELFEKVÉSEK MEGELŐZÉSE

Egyedülálló rendszer a nyomáspontok elosztására, hogy megelőzze a felfekvések kialakulását a lábon.

KÖNNYŰ FELHELYEZÉS

A rugalmas anyagnak köszönhetően könnyen felvehető, viselete nem akadályozza a páciens mozgásában.

KÉNYELMES

Jersey alapanyag: 92 % pamut és 8 % elasztán.

KÖNNYEN TISZTÍTHATÓ

60 ° C -on mosógépben mosható.
90 ° C -on max. 10 alkalommal mosható.
Szabdalom: EP2379035B1



Kódja: 2306 01

Párban

1-es méret (27-31 cm)

2-es méret (32-36 cm)

3-as méret (37-42 cm)

Braden pontszám
9 - 13 között
a felfekvés kockázata:
közepes-magas



Memóriahab
szivacs

Szivacs és folyékony zselés ülőpárna

*Felfekvés: alacsony vagy közepes
kockázat esetén*

FELFEKVÉSEK MEGELŐZÉSE

A folyékony zselés felső réteg követi a test mozgását.

A huzat vízálló, jól szellőző, páraáteresztő, ezáltal megakadályozza az izzadság felgyülemlését.

KÉNYELMES

4,5 cm vastag, 38 kg/m³ nagy rugalmasságú habszivacsból és 1 cm vastag folyékony zseléből áll.

KÖNNYEN TISZTÍTHATÓ

A huzat 90 ° C-on mosható, bármilyen normál tisztítószerrel fertőtleníthető.

Memóriahabos párna

*Felfekvés: közepes vagy magas
kockázat esetén*

FELFEKVÉSEK MEGELŐZÉSE

- Hátsó kivágással a szakrális- és farkcsonti felfekvés megelőzésére.

- Az ülőcsonti felfekvések elkerülésére: az ülőgumóknál vastagabb.

Vízálló és lélegző huzat.

BIZTONSÁG

Csúszásgátló alsó rész, amely megakadályozza a párna elcsúszását a széken.

KÖNNYEN TISZTÍTHATÓ

A huzat 90°C-on mosható és bármilyen hagyományos mosószerrel fertőtleníthető.

Braden pontszám

14 - 17 között
a felfekvés kockázata:
alacsony - közepes



max.
95 kg

2 év
garancia

Braden pontszám

9 - 13 között
a felfekvés kockázata:
közepes - magas



max.
100 kg

3 év
garancia

Kódja: W0470 003 001

Párna (Sz x Mé x M) 40 x 40 x 5,5 cm
Súly 1,9 kg

Gyártó:
WINNCARE FRANCE
Pas du Château 4.
85670 Saint-Paul-Mont-Pénit - Franciaország
Gyártási hely: ASKLE SANTE
Charles Tellier utca 200.
30034 Nîmes - Franciaország

Kódja: W0480 003 001

Anyagsűrűség 82 kg/m³
Párna (Sz x Mé x M) 43 x 43 x 6,9 cm
Súly 1,4 kg

Gyártó:
WINNCARE FRANCE
Pas du Château 4.
85670 Saint-Paul-Mont-Pénit - Franciaország
Gyártási hely: ASKLE SANTE
Charles Tellier utca 200.
30034 Nîmes - Franciaország



Hagyományos vagy elhasznált matrac lecserélésére lett kialakítva olyan ágyhoz kötött páciensek részére, akiknek szüksége van kényelemre (vagy a biztonságra inkontinencia esetén).

KÉNYELMES ÉS ELLENÁLLÓ

Nagy rugalmasságú poliészter habszivacs (30kg/m³) garantálja a matrac kényelmességét és hosszú élettartamát.

KÖNNYEN TISZTÍTHATÓ

Teljes Promust PU huzat szellőző, vízálló poliuretán jerseyből. Zipzárok 3 oldalon, leffentyűvel.

Braden pontszám
18 - 23 között
a felfekvés kockázata:
nulla - alacsony

Klinikai matrac

Felfekvés: nulla vagy alacsony kockázat esetén



max.
30 - 120 kg

1 év
garancia

Kódja: W3009 003 001

Anyagsűrűség 30 kg/m³

Matrac (H x Sz x M) 195 x 88 x 14 cm

Fabricant :
WINNCARE FRANCE
Pas du Château 4,
85670 Saint-Paul-Mont-Pénit - Franciaország
Gyártási hely: ASKLE SANTE
Charles Tellier utca 200,
30034 Nîmes - Franciaország



Egységes nyomást biztosító matrac

Felfekvés: alacsony vagy közepes kockázat esetén

Elektromos ápolási ágyhoz kiválóan alkalmas.

FELFEKVÉSEK MEGELŐZÉSE

Blokkokra szabdalts öntött matrac.

KÉNYELMES

40 kg/m³ nagy rugalmasságú öntött poliuretán habszivacs.

KÖNNYEN TISZTÍTHATÓ

Teljes Promust PU huzat szellőző, vízálló poliuretán jerseyből. Zipzárok 3 oldalon, leffentyűvel.



Braden pontszám
14 - 17 között
a felfekvés kockázata:
alacsony - közepes




2 év
garancia

Kódja: W3000 002 001

Anyagsűrűség 40 kg/m³

Matrac (H x Sz x M) 195 x 86 x 14,5 cm

Gyártó:
WINNCARE FRANCE
Pas du Château 4,
85670 Saint-Paul-Mont-Pénit - Franciaország
Gyártási hely: ASKLE SANTE
Charles Tellier utca 200.
30034 Nîmes - Franciaország



Váltakozó nyomást biztosító alátét és kompresszor

Felfekvés: alacsony vagy közepes kockázat esetén

Váltakozó nyomású fedőmatrac klinikai matracon való használatra (Kódja: W3009 003 001), lepedővel fedve.

FELFEKVÉSEK MEGELŐZÉSE

Két levegőkörből áll, amelyek két csövön keresztül egy kompresszorhoz kapcsolódnak. A két levegőkör váltakozva fújódik fel, hogy felváltva enyhítsék a nyomást.

ÁLLÍTHATÓ NYOMÁS

A fedőmatracban a nyomás a felhasználó súlyának megfelelően állítható.

Braden pontszám
14 - 17 között
a felfekvés kockázata:
alacsony - közepes



2 év
garancia

Kódja: W3015 004 001

4,5 literes kompresszor: ABS ház

Nyomás állíthatósága 40 - 120 Hgmm

Ciklus idő 12 perc

Kampók az ágyhoz való rögzítéshez

Alátét: anyaga PVC

Felfújts fedőmatrac - leffentyűkkel (H x Sz x M) 280 x 90 x 6,5 cm

Gyártó:
Airflo (xiamen) Medical Co., Ltd.
East Haijing út 1F, 3F, 4F, No. 6, Haicang Xiamen, Fujian, Kína



PRAKTIKUS

Feltekerve,
vákuumsomagolt
fóliában is kapható

Memóriahabos matrac

Felfekvés: közepes vagy magas
kockázat esetén

Idális ápolási ágyhoz.

FELFEKVÉSEK MEGELŐZÉSE

Fokozatosan tér vissza az eredeti pozíciójába,
ezáltal alacsony ellennyomást gyakorol a
csontok kidudorodásánál.

KÖNNYEN TISZTÍTHAÓ

Teljes Promust PU huzat szellőző, vízálló
poliuretán jerseyből. Zipzárok 3 oldalon,
leffentyűvel.



alacsony magas közepes

3 kényelmi zóna, különböző
erősségű alátámasztással

Braden pontszám

9 - 13 között

a felfekvés kockázata:

közepes - magas


max.
30 - 120 kg

3 év*
garancia

G3 memóriahabos matrac, kihajtott formában

Kódja: W3006001002

G3 memóriahabos matrac, feltekert formában

Kódja: W3006002002

Viszkoelasztikus
habszivacs sűrűsége

75 kg/m²

Matrac (H x Sz x M)

196 x 87x 14 cm

Gyártó:
WINNCARE FRANCE
Pas du Château 4.
85670 Saint-Paul-Mont-Pénit - Franciaország
Gyártási hely: ASKLE SANTE
Charles Tellier utca 200.
30034 Nîmes - Franciaország

* Matrac: 3 év garancia. Védőhuzat: 3 év egyetlen páciens
használatakor, több páciens esetén 2 év.



Cervi+ és Cervi+ Maxi memóriahabos fejpárna

Megtámasztja a fejet, alkalmazkodik a fej és a nyak körvonalához

ERGONÓMIKUS

A fej alakjához igazodik anélkül, hogy megterhelné a vállat vagy nyakat.

KÉNYELMES

A viszkoelasztikus habszivacs enyhe ellennyomást fejt ki, elsősegíti a vérkeringést és csökkenti a nyomást.

KÖNNYEN TISZTÍTHATÓ

Jó minőségű sztreccs frottír huzatának köszönhetően 40°C-on mosható (80% pamut, 20% poliészter).

ELLENÁLLÓ

3 év garancia a megereszkedésre.

TARTOZÉKOKKAL:

Standard párnahuzat.
Tartalék huzat külön rendelhető.

3 év
garancia

Cervi +

Kódja: W0460 004 001

Anyagsűrűség	75 kg/m ³
Párna (Sz x Mé x M)	50 x 32 x 10,5 / 8 cm
Tartalék párnahuzat	WW0460 030 1A

Cervi + maxi

Kódja: W0460 004 002

Anyagsűrűség	75 kg/m ³
Párna (Sz x Mé x M)	65 x 36 x 11,5 / 10 cm
Tartalék párnahuzat	WW0460 030 2A
Párnahuzat (H x Sz)	70 x 50 cm

1. funkció
Elektromos
magasságbeállítás



2. funkció
Elektromos
felsőtest-emelés

Milano fa ágykorlát

3. funkció
Elektromos lábemelés

Haydn ágy

Rejtett magasságbeállító motorok az ágy
fej- és lábrészénél

3 ELEKTROMOS FUNKCIÓ:

Magasság beállítása, felsőtest és lábak emelése.

MEGJELENÉS

A hagyományos ágyakhoz hasonló kinézet.

KOMPAKT

4 részre bontható, az egyes részek súlya nem
több 22 kg-nál.

KÖNNYEN ÖSSZESZERELHETŐ

Gyorsan és szerszámok nélkül összeszerelhető.

TARTOZÉKOKKAL:

Elérhető Milánó fa vagy Párizs fém ágykorlattal.

Tartozékok az 50. oldalon

Milánó fa ágykorlát
Párizs fém ágykorlát
Kapaszkodó

2 dobozban szállítva

Kódja: V2007 540 001

A Thuasne ágyak, a Párizs
fém ágykorlátok és a Milánó fa
ágykorlátok megfelelnek:
- az NF EN 60601-2-52: 1/A1⁽¹⁾
európai szabványnak
- és a legújabb LPPR⁽²⁾
szabályozásoknak

⁽¹⁾ Utolsó módosítás: 2015. augusztus.

⁽²⁾ Megjelenés: 2017. április 12.

A G3 ágykorlátok kompatibilisek a Thuasne G3 és
G4 ágyakkal.

Hajlított
kapaszkodó

Párizs fém ágykorlát

Kompakt SMPS
transzformátor



Mantovani ágy

Látható magasságbeállító motorok az ágy fej- és láb részénél

3 ELEKTROMOS FUNKCIÓ:

Magasság beállítása, felsőtest és lábak emelése.

KOMPAKT

4 részre bontható, az egyes részek súlya nem több 22 kg-nál.

KÖNNYEN ÖSSZESZERELHETŐ

Gyorsan és szerszámok nélkül összeszerelhető.

TARTOZÉKOKKAL:

Elérhető Milánó fa vagy Párizs fém ágykorlattal.

Tartozékok az 50. oldalon

Milánó fa ágykorlát
Párizs fém ágykorlát
Kapaszkodó

2 dobozban szállítva

Kódja: V2006 540 001


* A Milánó fa és a Párizs fém ágykorlát (lásd. 50. old.) kompatibilis a Haydn és Mantovani ágyakkal.

Haydn és Mantovani ágyak

Az ágyak magasságbeállító motorjai az ágy fej- és lábészénél helyezkednek el, ezzel helyet felszabadítva az ágy alatt.





A vezetékek a kerethez vannak erősítve, hogy elkerülhető legyen azok kihúzása.
A fő áramvezeték megerősített, hogy megelőzze annak véletlen elvágását.



Elektromos lábemelő,
2 részben

A 2. rész kézzel is állítható, hogy hajlított térd pozíciót is felvehesen.



MŰSZAKI ADATOK

Ágy (A: hosszúság x B: szélesség)

C - A fejtámasz magassága az ágy alapjától

D - Legmagasabb / legalacsonyabb pozíció 10 cm-es kerekkel

Ágyalap (E:hosszúság x F:szélesség)

Távolság a talajtól

Maximális terhelhetőség (felhasználó, matrac és kiegészítők)

Min. - max. ágybetét magasság Párizs ágykorláttal

Min. - max. ágybetét magasság Milánó ágykorláttal

A legnehezebb modul súlya

A felhasználó maximális tömege

Testtömeg -index (BMI)

Az ágy méretei (hosszúság x szélesség x magasság)

Két év garancia a motorokra és öt év a vázra,
normál használati feltételek mellett.

Mantovani ágy

214 x 105 cm

42 cm

40/80 cm

200 x 94 cm

35 cm

170 kg

12/19 cm

12/18 cm

20 kg

135 kg

> 17

105 x 63 x 130 cm

Haydn ágy

217 x 105 cm

46 cm

40/80 cm

200 x 94 cm

35 cm

170 kg

12/19 cm

12/18 cm

22 kg

135 kg

> 17

105 x 69 x 130 cm



135 kg
max

Garancia:
2 év a motorra,
5 év a vázra

ÁGY KÖRÜLI ESZKÖZÖK



Távírányító biztonsági rendszerrel

Haydn és Mantovani ágyakhoz

PRAKTIKUS

Kampó segítségével akasztható az ágy szélére.

MEGBÍZHATÓ

Teljesen nedvességtűrő, megfelel az IPX6 szabványnak.

BIZTONSÁGOS

Zárrendszer az ágy funkcióinak blokkolására.

Kódja: V8300286



Kapaszkodó

PRAKTIKUS

Haydn és Mantovani ágyakkal kompatibilis.

ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ

Állítható vázmagasság.

Kódja: V214 910 110



Classic ágyasztal

ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ

Az asztal dőlésszöge állítható, ami igen praktikus olvasás közben. Magassága és oldalirányba is állítható.

Kódja: W0300 001 001

Magasság 70 - 110 cm
Tálca (H x Sz) 60 x 40 cm



Parizs* fém ágykorlát

Haydn és Mantovani ágyakhoz

PRAKTIKUS

Könnyen összecukható.

KÖNNYEN ÖSSZESZERELHETŐ

Gyorsan és szerszámok nélkül összeszerelhető.

BIZTONSÁGOS

Nyitórendszer az ágy lábánál.

Kódja: V214 925 125



Milano* fa ágykorlát

Haydn és Mantovani ágyakhoz

PRAKTIKUS

Függőlegesen mozgatható.

KÖNNYEN ÖSSZESZERELHETŐ

Gyorsan és szerszámok nélkül összeszerelhető.

Réf. VF214 927 222



Párnaemelő

BEÁLLÍTHATÓ DŐLÉSSZÖG

A dőlésszög beállítható pihenéshez, olvasáshoz vagy TV nézéshez.

KÖNNYEN TISZTÍTHATÓ

Könnyen tisztítható, légáteresztő.



max.
100 kg

Réf. W0320 002 001

Háttámla (Sz x M) 61 x 58 cm

* A Milánó fa és a Párizs fém ágykorlát kompatibilis a Haydn és Mantovani ágyakkal (lásd. 47-48. old.).



Állítható magasságú ágyasztal

ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ

A tálca magassága állítható.

BIZTONSÁGOS

Fékekkel felszerelt görgők.

Kódja: W0310 001 001

Magasság	70 - 110 cm
Tálca (H x Sz)	80 x 40 cm




Gördülő infúzióállvány

PRAKTIKUS

Nékülözhetetlen infúziós pácienseknél. Egyszerű mozgatni a forgó görgőknek köszönhetően.

Kódja: W0305 001 001

Teljes / kampónkénti terhelhetőség	16 kg / 4 kg
Max. magasság	2,40 m
Helyigény	Ø 54 cm



Geneva ágykapaszkodó

PRAKTIKUS

A legtöbb szabvány ágy vagy fotel mellett használhatjuk.

ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ

Állítható vázmagasság.

Kódja: V014 949 020

Magasság állíthatósága	117 / 152 cm
Teljes szélesség	89 cm
Tartóláb magassága	10 cm
Maximális terhelhetőség	80 kg



Lim kézhosszabbító

Tárgyak földről való felvételéhez

PRAKTIKUS

Járást segítő eszközökhöz csiptethető.

ÁLLÍTHATÓ HOSSZÚSÁG

65 cm: ülő helyzetbe
80 cm: álló helyzetbe.

KÖNNYED

Alumíniumból készült.

65 cm Kódja: W2600 001 101

80 cm Kódja: W2600 001 201





THUASNE

**Gyógyászati segédeszközök.
A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót,
vagy kérdezze meg kezelőorvosát!**

THUASNE HUNGARY KFT.
1117 Budapest, Budafoki út 60.
Tel.: +36 1 209 1143
E-mail: thuasne@thuasne.hu



www.thuasne.hu
www.med-pont.hu

Fenntartjuk a katalógusban megjelenített termékek előzetes bejelentés nélkül történő megváltoztatásának jogát, megrendeléskor kérje visszaigazolásunkat. A képek illusztrációk. **Az egyes termékek elérhetőségével kapcsolatban érdeklődjön az adott ország forgalmazójánál.**

